


waterpik™



Waterpik™ Water Flosser Model WF-20 Series

Idropulsore Waterpik™

Modello Serie WF-20

Irrigador bucal Waterpik™

Modelo Serie WF-20

Waterpik™ Water Flosser

Model WF-20 serie

www.waterpik.com/intl

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

- This product is for household use.

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

DANGER:

To reduce the risk of electrocution:

- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place or drop the product into water or other liquid.
- Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not handle the user supplied USB power supply (power adapter) with wet hands.
- Unplug the user supplied USB power supply (power adapter) when not in use.

- Check the charging cord and user supplied USB power supply (power adapter) for damage before the first use and during the life of the product.

WARNING:

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Use this product only for its intended use as described in these instructions or as recommended by your dental professional.

- Never operate this product if it has a damaged cord or external power supply, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into any liquid. Contact your local distributor which can be found at www.waterpik.com/intl.
- A user supplied USB-A wall charger (power adapter), safety certified (IPX4, Class II) with a rated output of 5.0 V $\overline{=}$, 1.0 A Max is required to charge this product.
- Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specified on the device or charger.
- Keep the charging cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any hose or opening.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Fill reservoir with water or other dental professional recommended solutions only.
- Only use tips and accessories recommended by Water Pik, Inc. as identified in this instruction manual.

- If the charging cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- Do not use iodine, saline (salt solution), or water insoluble concentrated essential oils in this product. Use of these can reduce product performance and will shorten the life of the product.
- Do not direct water from the water flosser under the tongue, into the ear, nose or other delicate areas. This product is capable of producing pressures that may cause serious damage in these areas.
- Do not direct water into the nose or ear. The potentially deadly amoeba, *Naegleria fowleri*, may be present in some tap water or unchlorinated well water and may be fatal if directed into these areas.
- If your physician advised you to receive antibiotic premedication before dental procedures, you should consult your dentist before using this instrument or any other oral hygiene aid.
- Remove any oral jewelry prior to use of this product.
- Do not use if you have an open wound on your tongue or in your mouth.

- Do not use the water flosser for more than five minutes in each two-hour period.
- If the Pik Pocket™ tip (not included in all models) separates from the shaft for any reason, discard tip and shaft and replace with new Pik Pocket™ tip.
- There are no user serviceable electrical parts in this product and it does not require maintenance.
- Remove the charging cord from the unit and replace charging port cover prior to filling the reservoir.
- Ensure contacts on the cord, the unit and the power adapter are clean and dry while the unit is being charged.
- Magnetic field: Pacemakers and similar implanted medical devices may be affected by magnet. Contact your doctor with any questions.
- Do not expose the battery or appliance to excessive temperatures.

SAVE THESE INSTRUCTIONS















INTENDED USE

Waterpik™ water flossers with PRECISIONPULSE TECHNOLOGY are proven to deliver an effective combination of water pressure and pulsations to remove plaque bacteria that can cause gingivitis, cavities, and bad breath.


Product Description	7
Getting Started	8
Cleaning and Troubleshooting Your Waterpik™ Water Flosser	11
Battery Care, Battery Disposal/Recycling and Battery Removal	12
Warranty Information	13

Symbols Glossary (Not all symbols apply to all products)


Explanation of symbols used on Water Pik, Inc. product labels and packaging. **Applicable symbols for a specific product are found on that product's labels and packaging.**

Symbol	Definition	Symbol	Definition	Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Refer to instruction manual		Detachable Power Supply		Do not use this device in a shower, bathtub and do not immerse in any liquid.		Separate collection for waste electrical and electronic equipment.
	Manufacturer		Direct Current (DC) Voltage		Product contains a lithium ion battery		Contains a recyclable Li-ion battery
IPX7 or IPX4	Ingress Protection Code		Alternating Current (AC) Voltage		CE marking of conformity		Contains a recyclable Ni-MH battery
	IEC Class II Equipment		Do not immerse this device in any liquid.		Regulatory Compliance Mark		

1. Power handle
2. Power/pressure switch
3. Battery charge indicator
4. Charge port/cover
5. Tip
6. Tip eject button
7. Reservoir fill door
8. Reservoir




Charging Cable
20033894-2 White




TIPS

- | | |
|--|---|
| A. Orthodontic Tip* (OD-100E)
- Braces/General use | D. Handheld Cordless Precision Tip* (JT-450E)
- General use |
| B. Pik Pocket™ Tip* (PP-100E)
- Periodontal pockets/Furcations | E. Tongue Cleaner** (TC-100E)
- Fresher breath |
| C. Plaque Seeker™ Tip* (PS-100E)
- Implants/Crowns/Bridges/Retainers/General use | F. Travel Plug
- Keeps excess water from draining out while traveling |

NOT ALL TIPS INCLUDED IN ALL MODELS



*Replace Every 3 months **Replace Every 6 months
Replacement tips may be purchased from your local distributor which can be found at www.waterpik.com/intl.



Charging Unit Prior to First Use

Connect the charging cable to a USB power adapter (not included), then plug into a wall outlet. Attach the other end of the cable to the unit.

Charge for 4 hours before first use. A full charge lasts up to 9 weeks with typical use.

Replace the charge port cover after charging and ensure it's flush with the handle.

Note: Refer to the IMPORTANT SAFEGUARDS section for required USB power adapter specifications.

Charge Lights

- The LED will flash white to indicate that the unit is approaching a low battery level.
- The LED will turn red when the battery is depleted, indicating that the unit needs to be charged.
- The LED will glow when charging.
- The LED stays lit when fully charged until the charging cable is unplugged from the device.

Filling the Reservoir





Before filling, disconnect charging cable and replace charging port cover.

Lift flip top on reservoir and fill with lukewarm water.

Inserting and Removing Tips

Insert tip into the center of the knob at the top of the water flosser handle. Press firmly until the tip clicks into place. To remove the tip from the handle, press the tip eject button and pull tip from the handle.

CAUTION: DO NOT PRESS TIP EJECT BUTTON WHILE UNIT IS RUNNING.



Adjusting the Pressure Setting

You can adjust the pressure setting on your water flosser by simply sliding the pressure/power switch on the handle. Slide power switch up 1 click for Low (I) pressure and 2 clicks for High (II) pressure.

Start with the lowest setting and increase to your liking.

Recommended Technique


Lean low over sink and place tip in mouth. Aim the tip toward gumline, and turn the unit ON (I). For best results, start with the back teeth and work toward the front teeth. Glide tip along gumline and pause briefly between teeth. Continue until you have cleaned the inside and outside of both the upper and lower teeth. Direct the jet stream at a 90-degree angle to your gumline. **Slightly close lips to avoid splashing** but allow water to flow freely from mouth into the sink. Keep unit upright during use for best results.

Tip:

- LOOK INTO SINK, not in mirror, to reduce splashing.

When Finished

Turn the unit OFF (O). Empty any liquid left in the reservoir. If desired, the reservoir may be removed from the power handle by simply pulling down on the reservoir to remove.



NOTE: NOT ALL TIPS INCLUDED WITH ALL MODELS.

SPECIALTY TIP USAGE

Pik Pocket™ Tip

The Pik Pocket™ tip is specifically designed to deliver water or anti-bacterial solutions deep into periodontal pockets. To use the Pik Pocket™ tip, **set the unit to the lowest pressure setting**. Place the soft tip against a tooth at a 45-degree angle and gently place the tip under the gumline, into the pocket. Turn the unit on and continue tracing along the gumline.

Orthodontic Tip


To use the orthodontic tip, gently glide tip along gumline, pausing briefly to lightly brush area between teeth and all around orthodontic bracket, before proceeding to the next tooth.

Tongue Cleaner Tip

Set to lowest pressure setting, place tip in the center/middle of your tongue about half way back. Pull forward with light pressure. Increase pressure as you prefer.

Plaque Seeker™ Tip

To use the Plaque Seeker™ tip, place the tip close to the teeth so that the bristles are gently touching the teeth. Gently glide tip along gumline, pausing briefly between teeth to gently brush and allow the water to flow between the teeth.



Using Mouthwash and Other Solutions

Your Waterpik™ water flosser can be used to deliver mouthwash and antibacterial solutions. For ease of adding other solutions remove the reservoir (see "When Finished" section) and add from fill door on reservoir. If you are adding additional water you may replace the reservoir and fill reservoir fully with the fill door. After using any special solution, rinse unit to prevent clogging by partially filling reservoir with warm water and running unit with tip pointed into sink until unit is empty.

Cleaning

Never immerse unit in water. Before cleaning, unplug from the electrical outlet. Clean the product when necessary by using a soft cloth and mild non-abrasive cleanser to wipe exterior.

The water reservoir is removable for easy cleaning and is top rack dishwasher safe. We recommend air drying instead of a heated dry cycle.

It is recommended that the reservoir is removed and cleaned weekly.

Removing Hard Water Deposits / General Cleaning

Hard water deposits may build up in your unit, depending on the mineral content of your water. If left unattended, it can hinder performance. Cleaning internal parts: add 1 tablespoon of white vinegar to a full reservoir of warm water. Point the handle and tip into sink. Turn unit ON and run until reservoir is empty. Rinse by repeating with a full reservoir of clean warm water.

This process should be done every 1 to 3 months to ensure optimal performance.

Battery Care

If the water flosser is to be stored for an extended period of time (six months or more), be sure to fully charge it prior to storage. Do not expose the battery or appliance to excessive temperatures.

Battery Disposal/Recycling

This product contains a **rechargeable lithium ion battery**. The battery is not replaceable. At the end of product life, do not dispose of in household garbage or recycling bins. Please recycle at your nearest recycling center or take to hazardous waste collection point to comply with local and state regulations.

Dispose of used battery promptly. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire. Please contact your local waste administrative department for any questions.

Note: The rechargeable battery is not replaceable, remove only at end of product life. This process is not reversible and voids the product warranty.

Battery Removal



To remove the rechargeable battery for recycling, please discharge the battery fully before removing. Observe basic safety precautions when you follow the procedure below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers and surface on which you work.

1. Remove reservoir and wrap unit in towel. Hit with hammer until lower cover comes off.
2. Pull out battery, cut wires. Cut battery wires one at a time.

WARNING:

DO NOT cut both battery wires at the same time.

DO NOT disassemble, puncture, hit, squeeze or throw the battery into fire.



Service Maintenance

Waterpik™ water flossers have no consumer-serviceable electrical items and do not require routine service maintenance. For all parts and accessories, contact your local distributor at www.waterpik.com/intl. Refer to the serial and model numbers in all correspondence. These numbers are located on the bottom of your unit. Still have questions? Contact your local distributor which can be found at www.waterpik.com/intl.

Water Pik, Inc. warrants to the original consumer of this new product that it is free from defects in materials and workmanship for 2 years from the date of purchase (Spain Only: 3 years). **Consumer will be required to submit the original purchase receipt as proof of purchase date and if requested, the entire product, to support a warranty claim.** Water Pik, Inc. will replace the product, provided the product has not been abused, misused, altered or damaged after purchase, was used according to instructions, and was used only with accessories or consumable parts approved by Water Pik, Inc. Installation is the responsibility of the consumer and is not covered by the warranty. This limited warranty excludes accessories

or consumable parts such as tips, etc. **Use with improper voltage will damage product and VOID warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary, depending on the law in your place of residence.

WATER PIK INC. DISCLAIMS ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ALL IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. SOME STATES OR PROVINCES MAY NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

- Questo prodotto è per uso domestico.

Quando si utilizzano elettrodomestici, specialmente in presenza di bambini, adottare sempre le misure di sicurezza fondamentali, fra cui:

PERICOLO:

Per ridurre il rischio di lesioni alle persone:

- Non posizionare o riporre il prodotto in un luogo dove potrebbe cadere o essere trascinato in una vasca o in un lavandino.
- Non immergere o lasciar cadere il prodotto in acqua o altri liquidi
- Non tentare di recuperare il prodotto se è caduto in acqua. Scollegarlo immediatamente.

- Non maneggiare l'alimentatore USB (adattatore di alimentazione) fornito dall'utente con le mani bagnate.
- Scollegare l'alimentatore USB (adattatore di alimentazione) fornito dall'utente quando non è in uso.
- Controllare che il cavo di ricarica e l'alimentatore USB (adattatore di alimentazione) forniti dall'utente non siano danneggiati prima del primo utilizzo e durante il ciclo di vita del prodotto.

ATTENZIONE:

Per ridurre il rischio di ustioni, folgorazione, incendi o lesioni alle persone:

- Questo apparecchio non è indicato per l'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure in mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non vengano poste sotto la supervisione o ricevano istruzioni riguardo all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per accertarsi che non giochino con l'apparecchio.

- Usare questo prodotto solo come indicato in queste istruzioni o come consigliato dal proprio dentista.
- Non utilizzare questo prodotto se presenta un cavo o una spina danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o danneggiato o se è caduto in un liquido. Contattare il distributore locale disponibile all'indirizzo www.waterpik.com/intl.
- Per caricare questo prodotto è necessario un caricabatterie a parete USB-A (adattatore di alimentazione) fornito dall'utente, certificato per la sicurezza (IPX4, Classe II) con una potenza nominale di 5,0 V= \pm , 1,0 A max.
- Non collegare questo dispositivo a un sistema di tensione diverso da quello specificato sul dispositivo o sul caricabatterie.
- Tenere il cavo di ricarica lontano da superfici calde.
- Non far mai cadere o inserire oggetti in alcuna apertura o in alcun tubo.
- Non usare all'aperto o dove vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno.

- Riempire il serbatoio solo con acqua calda o altre soluzioni consigliate da un dentista professionista.
- Utilizzare solo punte e accessori raccomandati da Water Pik, Inc. come indicato in questo manuale di istruzioni.
- Se il cavo di ricarica è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un gruppo speciale disponibile presso il produttore o il suo agente di servizio.
- Non usare iodio, soluzione salina o oli essenziali insolubili concentrati in questo prodotto. L'uso di tali sostanze può ridurre le prestazioni dello stesso diminuendo la durata del prodotto.
- Non dirigere l'acqua sotto la lingua, nell'orecchio, nel naso o in altre aree delicate. Questo prodotto è in grado di produrre pressioni che possono causare gravi danni in queste aree.
- Non dirigere l'acqua nel naso o nell'orecchio. Un'ameba potenzialmente letale, la Naegleria fowleri, può essere presente in acqua di rubinetto o acqua di pozzo non clorurata e può essere fatale se introdotta nel naso o nell'orecchio.

- Se il medico o il cardiologo consigliano di seguire una profilassi antibiotica prima di interventi dentali, consultare il proprio dentista prima di utilizzare questo strumento o qualsiasi altro prodotto per l'igiene orale.
- Rimuovere eventuali applicazioni ornamentali dal cavo orale prima di usare questo prodotto.
- Non utilizzare in presenza di ferite su lingua o bocca.
- Non utilizzare l'idropulsore per oltre cinque minuti ogni due ore.
- Se il beccuccio Pik Pocket™ (non incluso in tutti i modelli) è separato dal corpo per qualsiasi motivo, eliminare il beccuccio e il corpo e sostituirli con un beccuccio Pik Pocket™ nuovo.
- Questo prodotto non contiene parti elettriche riparabili dall'utente e non richiede manutenzione.
- Rimuovere il cavo di ricarica dall'unità e riposizionare il coperchio della porta di ricarica prima di riempire il serbatoio.
- Assicurarsi che i contatti sul cavo, sull'unità e sull'adattatore di alimentazione siano puliti e asciutti durante la ricarica dell'unità.

- Campo magnetico: pacemaker e dispositivi medici impiantati simili possono essere influenzati dal magnete. Contattare il proprio medico in caso di domande.
- Non esporre l'apparecchio o la batteria a temperature eccessive.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

USO PREVISTO

È dimostrato che gli idropulsori Waterpik™ con TECNOLOGIA PRECISIONPULSE forniscono una combinazione efficace di pressione dell'acqua e pulsazioni per rimuovere i batteri della placca che possono causare gengiviti, carie e alitosi.


Descrizione del prodotto	19
Per iniziare	20
Pulizia dell'idropulsore Waterpik™ e risoluzione dei problemi	23
Cura della batteria, smaltimento/riciclaggio della batteria e rimozione della batteria	24
Informazioni sulla garanzia	25

Glossario Dei Simboli (Non tutti i simboli si applicano a tutti i prodotti)


Spiegazione dei simboli utilizzati sulle etichette e sugli imballaggi dei prodotti Water Pik, Inc. I simboli relativi ad un prodotto specifico si trovano sulle etichette e sulla confezione di quel prodotto.

Simbolo	Definizione	Simbolo	Definizione	Simbolo	Definizione	Simbolo	Definizione
	Fare riferimento al manuale		Alimentatore staccabile		Non utilizzare il dispositivo in docce, vasche da bagno e non immergerlo in liquidi.		Raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
	Produttore		Tensione corrente continua (CC)		Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio		Contiene una batteria agli ioni di litio riciclabile
IPX7 or IPX4	Codice protezione di ingresso		Tensione corrente alternata (CA)		Marchatura di conformità CE		Contiene una batteria Ni-MH riciclabile
	Apparecchio di classe IEC II		Non immergere il dispositivo in liquidi.		Marchio di conformità alla normativa		

1. Impugnatura di alimentazione
2. Interruttore di alimentazione/pressione
3. Indicatore caricabatterie
4. Porta di ricarica/coperchio
5. Beccuccio
6. Tasto di espulsione del beccuccio
7. Sportello di riempimento del serbatoio
8. Serbatoio




Cavo di ricarica
20033894-2 Bianco




BECCUCCI

- | | |
|--|--|
| <p>A. Beccuccio ortodontico* (OD-100E)
- Apparecchi ortodontici/
Usa generale</p> <p>B. Beccuccio Pik Pocket™* (PP-100E)
- Tasche parodontali/Forcazioni</p> <p>C. Beccuccio antiplacca Plaque Seeker™* (PS-100E)
- Impianti/Corone/Ponti/Fermi/
Usa generale</p> | <p>D. Punta di precisione con batteria portatile* (JT-450E)
- Usa generale</p> <p>E. Punta puliscilingua** (TC-100E)
- Alito più fresco</p> <p>F. Spina da viaggio
- Previene la fuoriuscita dell'acqua in eccesso durante il trasporto</p> |
|--|--|

NON TUTTI I BECCUCCI SONO FORNITI CON TUTTI I MODELLI



*Sostituire ogni 3 mesi **Sostituire ogni 6 mesi
I beccucci sostitutivi possono essere acquistati presso il distributore locale, reperibile all'indirizzo www.waterpik.com/intl.



Caricamento dell'unità prima del primo utilizzo

Collegare il cavo di ricarica a un adattatore di alimentazione USB (non incluso), quindi collegarlo a una presa a parete. Collegare l'altra estremità del cavo all'unità.

Caricare per 4 ore prima del primo utilizzo. Una carica completa dura fino a 9 settimane con un utilizzo tipico. Sostituire il coperchio della porta di ricarica dopo la ricarica e assicurarsi che sia a filo con l'impugnatura.

Nota: consultare la sezione MISURE DI SICUREZZA IMPORTANTI per le specifiche dell'adattatore di alimentazione USB richiesto.

Spie di carica

- Il LED emetterà una luce bianca lampeggiante per indicare che il livello della batteria dell'unità è basso.
- Il LED diventerà rosso quando la batteria sarà scarica, indicando che l'unità deve essere caricata.
- Il LED si illuminerà durante la carica.
- Il LED rimane acceso quando è completamente carico fino a quando il cavo USB non viene scollegato dal dispositivo.


Riempimento del serbatoio

Prima del riempimento, scollegare il cavo di ricarica e riposizionare il coperchio della porta di ricarica. Sollevare il coperchio ermetico e riempire il serbatoio con acqua tiepida.

Inserimento e rimozione dei beccucci

Inserire il beccuccio nel centro della manopola sulla parte superiore dell'impugnatura dell'idropulsore. Premere fermamente finché il beccuccio non scatta in posizione. Per rimuovere il beccuccio dall'impugnatura, premere il tasto di espulsione del beccuccio e tirare il beccuccio dall'impugnatura.

ATTENZIONE: NON PREMERE IL TASTO DI ESPULSIONE DEL BECCUCCIO CON L'UNITÀ IN FUNZIONE.



Regolazione dell'impostazione della pressione

Per regolare la pressione dell'idropulsore, basta far scorrere l'interruttore di pressione/alimentazione sull'impugnatura. Far scorrere l'interruttore verso l'alto di 1 clic per impostare la pressione Bassa (I) e di 2 clic per la pressione Alta (II).

Iniziare con la pressione più bassa e farla aumentare a piacimento.

Tecnica consigliata



Inclinarsi verso il lavandino e posizionare il beccuccio nel cavo orale. Rivolgere il beccuccio verso i denti e accendere l'unità posizionando l'interruttore su "ON" (I). Per un risultato ottimale, iniziare dall'area dei denti posteriori e procedere verso i denti anteriori. Far scorrere il beccuccio lungo la linea della gengiva e fermarsi brevemente tra un dente e l'altro. Continuare finché non si sia completata la pulizia dell'interno e dell'esterno della dentatura superiore e inferiore. Dirigere il getto verso la linea della gengiva con un angolo di 90°. **Chiudere le labbra delicatamente per evitare gli spruzzi** pur lasciando che l'acqua scorra liberamente dalla bocca al lavandino. Per ottenere i risultati migliori tenere l'apparecchio rivolto verso l'alto durante l'uso.


Suggerimento

- GUARDA NEL LAVANDINO, non nello specchio, per ridurre gli schizzi.

Al termine

Spegnere l'unità. Rimuovere l'eventuale liquido rimasto nel serbatoio. Se lo si desidera, il serbatoio può essere rimosso dall'impugnatura di alimentazione tirando semplicemente verso il basso sul serbatoio.





NOTA: NON TUTTI I BECCUCCI SONO FORNITI CON TUTTI I MODELLI.

UTILIZZO DI PUNTE SPECIALI

Beccuccio Pik Pocket™

Il beccuccio Pik Pocket™ serve per l'erogazione di acqua o soluzioni antibatteriche in profondità nelle tasche parodontali. Per usare il beccuccio Pik Pocket™ impostare l'unità sul valore di pressione più basso. Posizionare il beccuccio morbido su un dente formando un angolo di 45° e posizionare delicatamente il beccuccio al di sotto della linea della gengiva, all'interno della tasca. Accendere l'unità e procedere lungo il bordo gengivale.

Beccuccio ortodontico


Per utilizzare il beccuccio ortodontico, farlo scorrere delicatamente lungo la linea della gengiva fermandosi brevemente per spazzolare delicatamente l'area tra un dente e l'altro e intorno ai ganci ortodontici prima di procedere con il dente successivo.

Punta puliscilingua

Impostare la pressione più bassa e posizionare il beccuccio al centro della lingua, circa a metà della linea centrale. Spingere in avanti esercitando una lieve pressione. Aumentare la pressione a proprio piacimento.

Beccuccio antiplacca Plaque Seeker™

Per utilizzare il beccuccio Plaque Seeker™ posizionarlo vicino ai denti in modo che le setole li tocchino delicatamente. Passare delicatamente il beccuccio lungo il bordo gengivale, soffermandosi brevemente tra un dente e l'altro per spazzolare con cautela l'area e pulirla con il getto d'acqua.



Uso di collutori e altre soluzioni

È possibile usare l'idropulsore Waterpik™ per l'erogazione di collutori e soluzioni antibatteriche. Per aggiungere altre soluzioni, rimuovere il serbatoio (vedere la sezione "Al termine") e aggiungere dallo sportello di riempimento sul serbatoio. Se viene aggiunta altra acqua, è possibile reinserire il serbatoio e riempirlo completamente tramite lo sportello di riempimento. Dopo avere usato una soluzione speciale, risciacquare l'unità per evitare l'intasamento riempiendo parzialmente il serbatoio con acqua calda e azionando l'unità con il beccuccio rivolto nel lavandino fino al totale svuotamento dell'unità.

Pulizia

Non immergere mai l'unità in acqua. Prima della pulizia, scollegare dalla presa elettrica. Pulire il prodotto secondo necessità usando un panno morbido e un detergente delicato non abrasivo per pulire la superficie esterna. Il serbatoio dell'acqua può essere rimosso per facilitare la pulizia e può essere lavato nel cestello superiore della lavastoviglie.

Si consiglia di rimuovere e pulire il serbatoio settimanalmente.

Rimozione dei depositi di calcare/Pulizia generale

Si possono accumulare nell'unità depositi di calcare a seconda del contenuto di minerali dell'acqua. Se trascurati, tali depositi possono ostacolare le prestazioni. Pulizia delle parti interne: aggiungere 1 cucchiaino di aceto bianco nel serbatoio pieno di acqua calda. Rivolgere l'impugnatura e il beccuccio nel lavandino. Accendere l'unità e lasciarla in funzione fino a quando il serbatoio non si svuota. Risciacquare ripetendo l'operazione con il serbatoio pieno di acqua calda pulita.

Eseguire questa procedura ogni 1 - 3 mesi per garantire prestazioni ottimali.

Cura della batteria

Se l'idropulsore non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo (sei mesi o più), assicurarsi di caricarlo completamente prima di riporlo. Non esporre l'apparecchio o la batteria a temperature eccessive.

Smaltimento/riciclaggio della batteria

Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio. La batteria non è sostituibile. Al termine della vita utile del prodotto, non smaltire nei rifiuti domestici o nei contenitori per il riciclo. Riciclare presso il centro di riciclo più vicino o recarsi al punto di raccolta di rifiuti pericolosi per rispettare le normative locali e statali. Smaltire tempestivamente la batteria usata. Tenere lontano dai bambini. Non smontare né gettare nel fuoco. Per qualsiasi domanda, contattare il servizio amministrativo locale per i rifiuti.

Nota: la batteria ricaricabile non è sostituibile. Rimuoverla solo al termine della vita utile del prodotto. Questo processo non è reversibile e annulla la garanzia del prodotto.



Smaltimento della batteria

Prima di rimuovere la batteria ricaricabile ai fini del riciclo, esaurire completamente la carica. Eseguire la procedura riportata di seguito osservando le precauzioni basilari di sicurezza. Assicurarsi di proteggere occhi, mani, dita e la superficie di lavoro.

1. Rimuovere il serbatoio e avvolgere l'unità in un asciugamano. Colpire con un martello finché il coperchio inferiore non si stacca.
2. Estrarre la batteria e tagliare i fili. Tagliare i fili della batteria uno alla volta.

ATTENZIONE:

**NON tagliare entrambi i fili della batteria contemporaneamente.
NON smontare, forare, colpire o schiacciare la batteria, né gettarla nel fuoco.**



Servizio di manutenzione

Gli idropulsori Waterpik™ non presentano parti elettriche che possono essere sottoposte a manutenzione da parte del consumatore e non richiedono servizi di manutenzione ordinaria. Per tutti i componenti e gli accessori, visitare il sito www.waterpik.com/intl. Fare riferimento ai numeri di serie e al modello in tutta la corrispondenza. Questi numeri si trovano nella parte inferiore dell'unità. Domande? Vai su www.waterpik.com/intl.

Water Pik, Inc. garantisce al consumatore originale di questo nuovo prodotto che lo stesso sarà privo di difetti di materiali e manodopera per 2 anni a partire dalla data di acquisto (solo per la Spagna: 3 anni).

Il consumatore dovrà inviare la ricevuta di acquisto originale come prova della data di acquisto e, se richiesto, l'intero prodotto, a supporto della richiesta di garanzia. Water Pik, Inc. sostituirà a sua discrezione qualsiasi parte del prodotto, purché il prodotto non sia stato rovinato, utilizzato erroneamente, modificato o danneggiato dopo l'acquisto, sia stato usato secondo le istruzioni e sia stato utilizzato soltanto con accessori o materiali di consumo approvati da Water Pik, Inc. L'installazione è sotto responsabilità del consumatore

e non è coperta dalla garanzia. Questa garanzia limitata esclude accessori o parti di consumo come punte, ecc. **L'uso con una tensione non corretta danneggerà il prodotto e farà DECADERE la garanzia.** La presente garanzia conferisce all'utente specifici diritti legali. L'utente può anche avere altri diritti che variano, a seconda della legge del suo luogo di residenza.

WATER PIK, INC. NEGA QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, INCLUSE, A SCOPO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE SONO LIMITATE IN BASE ALLA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA. ALCUNI STATI O REGIONI POTREBBERO NON CONSENTIRE LIMITAZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA, QUINDI QUANTO SOPRA POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

LEA BIEN TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

- Este producto es para usarse en la casa.

Al utilizar productos eléctricos, especialmente cuando haya niños presentes, se deben seguir algunas medidas básicas de precaución, incluyendo las siguientes:

PELIGRO:

Para reducir el riesgo de electrocución:

- No coloque ni guarde el producto en un lugar en el que pueda caerse dentro de una bañera o un lavabo.
- No introduzca ni deje caer el producto en agua u otro líquido.
- No agarre un producto que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- No manipule la fuente de alimentación USB suministrada por el usuario (adaptador de alimentación) con las manos mojadas.

- Desenchufe la fuente de alimentación USB suministrada por el usuario (adaptador de alimentación) cuando no esté en uso.
- Compruebe que el cable de carga y la fuente de alimentación USB suministrada por el usuario (adaptador de corriente) no estén dañados antes del primer uso y durante la vida útil del producto.

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones en las personas:

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

- Utilice este producto únicamente como se indica en estas instrucciones o según las recomendaciones de su dentista profesional.
- No use este producto si el cable o enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si se dejó caer, se dañó o se sumergió en algún líquido. Póngase en contacto con Water Pik, Inc. visite www.waterpik.com/intl.
- Un cargador de pared USB-A suministrado por el usuario (adaptador de corriente), certificado de seguridad (IPX4, clase II) con una potencia nominal de 5,0 V=, máx. 1.0 A es necesario para cargar este producto.
- No enchufe este aparato en un sistema de voltaje que sea diferente al especificado en el aparato o el cargador.
- Mantenga el cable de carga alejado de superficies calientes.
- No deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura o conducto.
- No use el aparato al aire libre ni lo utilice donde se estén usando productos en aerosol (espray), o donde se administre oxígeno.

- Llene el depósito únicamente con agua o con otras soluciones recomendadas por dentistas profesionales.
- Utilice únicamente los cabezales y accesorios recomendados por Water Pik, Inc. como se identifican en este manual de instrucciones.
- Si el cable de carga está dañado, debe ser sustituido por un cable o conjunto especial disponible en el fabricante o su agente de servicio.
- No use yodo, solución salina ni aceites esenciales concentrados insolubles en agua con este producto. El uso de estas sustancias puede reducir el rendimiento del producto y acortará la vida útil de este.
- No dirija el chorro de agua bajo la lengua, al oído, la nariz u otras zonas delicadas. Este producto es capaz de producir presiones que pueden causar daños graves en estas zonas.
- No introduzca agua en la nariz o el oído. La ameba *Naegleria fowleri*, potencialmente mortal, puede estar presente en el agua del grifo o en el agua de pozo sin clorar y puede ser mortal si se introduce en la nariz o en el oído.

- Si su médico le ha aconsejado recibir pre-medicación antibiótica antes de cualquier procedimiento dental, debe consultar a su dentista antes de usar este producto o cualquier otro instrumento de higiene bucal.
- Retire cualquier joya oral antes de usar este producto.
- No lo utilice si tiene alguna herida abierta en la lengua o en la boca.
- No use el irrigador bucal durante más de 5 minutos en cada periodo de dos horas.
- Si por alguna razón el cabezal Pik Pocket™ (no incluido con todos los modelos) se separa del tubo, deseche el cabezal y el tubo y reemplácelos con un nuevo cabezal Pik Pocket™.
- Este producto no contiene piezas eléctricas que el usuario pueda reparar y no requiere mantenimiento.
- Retire el cable de carga de la unidad y sustituya la tapa del puerto de carga antes de llenar el depósito.
- Asegúrese de que los contactos del cable, la unidad y el adaptador de corriente estén limpios y secos mientras se carga la unidad.

- Campo magnético: Los marcapasos y dispositivos médicos similares implantados pueden verse afectados por el imán. Contacte con su médico con cualquier duda.
- No exponga el aparato o la batería a temperaturas excesivas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

USO PREVISTO

Los irrigadores dentales Waterpik™ con PRECISIONPULSE TECHNOLOGY han demostrado ser una combinación eficaz de presión de agua y pulsaciones para eliminar las bacterias de la placa que pueden causar gingivitis, caries y mal aliento.


Descripción del producto	31
Introducción	32
Limpieza y solución de problemas del irrigador bucal Waterpik™	35
Cuidado, reciclaje/eliminación y extracción de la batería	36
Información sobre la garantía	37

Glosario de Símbolos (No todos los símbolos se aplican a todos los productos)


Explicación de los símbolos usados en las etiquetas y empaques de productos de Water Pik, Inc. Los símbolos aplicables a un producto específico se encuentran en las etiquetas y empaques de dicho producto.

Símbolo	Definición	Símbolo	Definición	Símbolo	Definición	Símbolo	Definición
	Consultar el manual del usuario		Fuente de alimentación extraíble		No usar este dispositivo dentro de una ducha ni una bañera, ni tampoco sumergirlo en líquidos.		Recolección diferenciada de residuos para
	Fabricante		Fuente de tensión continua (DC)		El producto contiene una batería de iones de litio		Contiene una batería de iones de litio reciclable
IPX7 or IPX4	Código de protección de entrada		Fuente de tensión alterna (AC)		Marcado CE de conformidad		Contiene una batería de níquel-metalhidruro reciclable
	Dispositivo con aislamiento de clase II		No sumergir este dispositivo en ningún líquido.		Marca Regulatoria de Conformidad (RCM)		

1. Mango
2. Interruptor de encendido/presión
3. Indicador de carga de a batería
4. Puerto/Tapa de carga
5. Boquilla
6. Botón para expulsión de las boquillas
7. Puerta de llenado del depósito
8. Depósito




Cable de carga
20033894-2 Blanco




BOQUILLAS

- | | |
|---|--|
| A. Boquilla de ortodoncia* (OD-100E)
- Aparatos de ortodoncia/
Uso general | D. Boquilla de precisión inalámbrica de mano* (JT-450E)
- Uso general |
| B. Boquilla Pik Pocket™* (PP-100E)
- Bolsas periodontales/
bifurcaciones | E. Limpiador lingual** (TC-100E)
- Aliento más fresco |
| C. Boquilla Plaque Seeker™ para eliminación de placa* (PS-100E)
- Implantes/coronas/puentes/
retenedores/uso general | F. Tapón para viaje
- Evita que el exceso de agua drene durante el viaje |

NO SE INCLUYEN TODAS LAS BOQUILLAS O CABEZALES EN TODOS LOS MODELOS



*Sustituir cada 3 meses **Sustituir cada 6 meses
 Se pueden adquirir boquillas en las farmacias o parafarmacias, o en su distribuidor local, que puede localizar en www.waterpik.com/intl.



Para cargar la unidad antes del primer uso

Conecte el cable de carga a un adaptador de alimentación USB (no incluido), luego conéctelo a una toma de pared. Conecte el otro extremo del cable a la unidad.

Cargue durante 4 horas antes del primer uso. Una carga completa dura hasta 9 semanas de uso típico. Sustituya la tapa del puerto de carga tras cargar y asegúrese de que está a ras con el asa.

Nota: Consulte la sección SALVAGUARDIAS IMPORTANTES para conocer las especificaciones necesarias del adaptador de alimentación USB.

Luces de carga

- El LED parpadeará en blanco para indicar que la unidad se acerca a un nivel de batería bajo.
- El LED pasará a rojo cuando la batería se agote, indicando que es necesario cargar la unidad
- El LED brillará durante la carga.
- El LED permanece encendido cuando esté completamente cargado hasta que el cable USB se desconecte del dispositivo.





Para llenar el depósito

Antes de llenar, desconecte el cable de carga y vuelva a colocar la tapa del puerto de carga. Levante la tapa del depósito y llénelo de agua tibia.

Para insertar y quitar las boquillas

Inserte la boquilla en el centro de la perilla en la parte superior del mango del irrigador bucal. Presione firmemente hasta que la boquilla encaje en su lugar. Para quitar la boquilla del mango, presione el botón de expulsión de la boquilla en el mango.

PRECAUCIÓN: NO PRESIONE EL BOTÓN DE EXPULSIÓN DE LA BOQUILLA MIENTRAS LA UNIDAD ESTÁ FUNCIONANDO.



Ajuste de la configuración de presión

Puede ajustar la presión de su irrigador simplemente deslizando el interruptor de encendido/presión en el mango. Deslice el interruptor hacia arriba 1 clic para presión baja (I) y 2 clics para presión alta (II).

Comience con el ajuste más bajo y aumentelo a su gusto.

Técnica recomendada


Inclínese hacia abajo sobre el lavabo y coloque la boquilla en la boca. Dirija la boquilla hacia los dientes y luego ENCIENDA (I) la unidad. Para obtener mejores resultados, comience con los dientes posteriores y avance hacia los dientes anteriores. Siga la línea de la encía y haga una pausa breve entre los dientes. Continúe hasta que haya limpiado el interior y el exterior de los dientes superiores e inferiores. Dirija el chorro hacia la línea de las encías en un ángulo de 90°. **Cierre la boca ligeramente para no salpicar** pero permita que el agua fluya libremente de la boca al lavabo. Para obtener mejores resultados, mantenga la unidad en posición vertical.

Consejo:

- MIRE HACIA EL FREGADERO, no al espejo, para reducir las salpicaduras.

Cuando haya terminado

APAGUE LA UNIDAD. VACÍE CUALQUIER LÍQUIDO QUE QUEDE EN EL DEPÓSITO. SI LO DESEA, PUEDE RETIRAR EL DEPÓSITO DEL MANGO DE POTENCIA SIMPLEMENTE TIRANDO EL DEPÓSITO HACIA ABAJO PARA QUITARLO.



NOTA: NO SE INCLUYEN TODAS LAS BOQUILLAS EN TODOS LOS MODELOS

USO DE BOQUILLAS ESPECIALES

Boquilla Pik Pocket™

La boquilla Pik Pocket™ está diseñada específicamente para hacer llegar el agua o las soluciones antibacterianas a las partes profundas de la cavidad periodontal. Para usar la boquilla Pik Pocket™, fije el irrigador en el ajuste más bajo de presión. Coloque la boquilla blanda contra un diente, en un ángulo de 45 grados y coloque suavemente la boquilla bajo la línea de la encía, en el saco.

Boquilla de ortodoncia


Para usar la boquilla de ortodoncia, deslice suavemente la boquilla a lo largo de las encías, deteniéndose brevemente para cepillar ligeramente el área entre los dientes y alrededor del aparato de ortodoncia, antes de continuar con el siguiente diente.

Limpiador lingual

Fije el irrigador en el ajuste de presión más bajo, coloque el cabezal en el centro/medio de la lengua, aproximadamente a mitad de camino hacia la garganta. Deslice el cabezal hacia el frente con una ligera presión. Aumente la presión en la medida que desee.

Boquilla Plaque Seeker™ para eliminación de placa

Para usar la boquilla Plaque Seeker™, colóquela cerca de los dientes de modo que las cerdas toquen ligeramente los dientes. Deslice suavemente la boquilla a lo largo de la línea de la encía, haciendo una breve pausa entre cada diente para cepillarlo y permitir que el agua fluya entre los dientes.



Uso de enjuague bucal y otras soluciones

El irrigador bucal Waterpik™ se puede usar para administrar enjuagues bucales y soluciones antibacteriales. Para facilitar añadir otras soluciones, retire el depósito (consulte la sección "Cuando haya terminado") y añada desde la puerta de llenado del depósito. Si está agregando más agua, puede reemplazar el depósito y llenar el depósito completamente a través de la puerta de llenado. Después de usar cualquier solución especial, enjuague la unidad para evitar que se obstruya llenando parcialmente el depósito con agua tibia, y haga funcionar la unidad con la boquilla apuntando hacia el lavabo hasta que la unidad esté vacía.

Limpieza

Nunca sumerja la unidad en agua. Antes de limpiar, desenchufe la unidad del tomacorriente. Limpie el producto cuando sea necesario con un paño suave y un limpiador ligero no abrasivo para limpiar el exterior. El depósito de agua puede retirarse para una fácil limpieza y se puede lavar en el lavavajillas. Recomendamos secar al aire en vez de un ciclo de secado con calor. Se recomienda retirar el depósito y limpiarlo semanalmente.

Cómo quitar los sedimentos de agua dura/Limpieza general

Los depósitos de agua dura pueden acumularse en la unidad, dependiendo del contenido mineral del agua. Si la unidad se deja desatendida, puede obstaculizar el rendimiento. Limpieza de las partes internas: Agregue 1 cucharada de vinagre blanco al depósito lleno de agua tibia. Apunte el mango y la boquilla hacia el lavabo. Encienda la unidad y hágala funcionar hasta que el depósito esté vacío.

Enjuague repitiendo con un depósito lleno de agua tibia limpia.

Este proceso debe realizarse cada 1 a 3 meses para garantizar un rendimiento óptimo.

Cuidado de la batería

Si va a guardar el irrigador durante un periodo prolongado (seis meses o más), asegúrese de cargarlo completamente antes de guardarlo. No exponga la batería o el aparato a temperaturas excesivas.

Reciclaje/eliminación de la batería

Este producto contiene una batería recargable de iones de litio. La batería no es reemplazable. Al final de la vida útil del producto, no lo tire a la basura doméstica ni al cubo de reciclaje. Reciclelo en el centro de reciclaje más cercano o llévelo al punto de recogida de residuos peligrosos para cumplir con las normativas locales y estatales. Deseche la batería usada inmediatamente. Manténgala alejada de los niños. No la desmonte ni la arroje al fuego. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su departamento local de gestión de residuos.

Nota: la batería recargable no es reemplazable; retírela únicamente al final de la vida útil del producto. Este proceso no es reversible y anula la garantía del producto.

Desecho de la batería



Para extraer la batería recargable con el fin de reciclarla, descárguela por completo antes de extraerla. Tenga en cuenta las precauciones de seguridad básicas al seguir el procedimiento indicado a continuación. Asegúrese de proteger los ojos, las manos, los dedos y la superficie en la que trabaje.

1. Retire el depósito y envuelva la unidad en una toalla. Golpee con un martillo hasta que se desprenda la tapa inferior.
2. Saque la batería y corte los cables. Corte los cables de la batería de uno en uno.

ADVERTENCIA:

NO corte ambos cables de la batería al mismo tiempo.

NO desmonte, perforo, golpee, estruje ni arroje la batería al fuego.



Mantenimiento de servicio

Los irrigadores bucales Waterpik™ no tienen artículos eléctricos que puedan ser reparados por el consumidor y no requieren mantenimiento de rutina. Para todas las piezas y accesorios, visite www.waterpik.com/intl. Mencione los números de serie y modelo en toda la correspondencia. Estos números se encuentran en la parte inferior de la unidad. ¿Aún tienes preguntas? Vaya a www.waterpik.com/intl.

Water Pik, Inc. garantiza al consumidor original de este producto que el mismo está libre de defectos de material y mano de obra, por dos años a partir de la fecha de compra (solo España: 3 años).

El consumidor deberá enviar el recibo de compra original como prueba de la fecha de compra y, si se solicita, el producto completo, para respaldar un reclamo de la garantía. Water Pik, Inc. reemplazará a su discreción el producto siempre que el producto no haya sido abusado, mal utilizado, alterado o dañado después de la compra, haya sido usado de acuerdo con las instrucciones y solo con accesorios o piezas consumibles aprobadas por Water Pik, Inc. La instalación es responsabilidad del consumidor y no está cubierta

por la garantía. Esta garantía limitada excluye accesorios o piezas consumibles como puntas, etc. **El uso con una tensión inadecuada dañará el producto y ANULARÁ la garantía.** Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían, dependiendo de la legislación de su lugar de residencia.

WATER PIK, INC DESESTIMA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, TODAS LAS GARANTÍAS RESPECTO DE LA COMERCIABILIDAD, O ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA LIMITADO. ALGUNAS COMUNIDADES O PROVINCIAS NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE LA DURACIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR TANTO LAS LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO SER DE APLICACIÓN EN SU CASO.

BELANGRIJKE VOORZORGS- MAATREGELEN

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT.

- Dit product is voor huishoudelijk gebruik.

Bij het gebruik van elektrische apparaten, vooral daar waar kinderen zijn, dient u altijd elementaire veiligheidsmaatregelen te nemen, waaronder de volgende:

WAARSCHUWING:

Om het risico van persoonlijk letsel te verkleinen:

- Het product niet op een plek bewaren waar het in een badkuip of wastafel kan vallen of worden getrokken.
- Plaats of laat het product niet in water of een andere vloeistof vallen.
- Probeer een product dat in het water is gevallen niet te pakken. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

- Raak de door de gebruiker geleverde USB-voeding (stroomadapter) niet aan met natte handen.
- Haal de door de gebruiker geleverde USB-voeding (stroomadapter) uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt.
- Controleer het oplaadsnoer en de door de gebruiker geleverde USB-voeding (stroomadapter) op schade vóór het eerste gebruik en tijdens de levensduur van het product.

WAARSCHUWING:

Om het risico van brandwonden, elektrocutie, brand of persoonlijk letsel te verkleinen:

- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vaardigheden, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht hebben gekregen bij of uitleg over het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen mogen het product alleen onder toezicht gebruiken om te voorkomen dat ze ermee gaan spelen.

- Gebruik dit product uitsluitend voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing of zoals aanbevolen door uw tandarts.
- Gebruik dit product niet als het een beschadigd snoer of een beschadigde stekker heeft, als het niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd is, of als het in een vloeistof is gevallen. Neem contact op met uw plaatselijke distributeur, te vinden op www.waterpik.com/intl.
- Een door de gebruiker geleverde USB-A-wandlader (stroomadapter), veiligheidsgecertificeerd (IPX4, klasse II) met een nominale output van 5,0 V=, 1,0 A Max is vereist om dit product op te laden.
- Sluit dit apparaat niet aan op een spanningsstelsel dat anders is dan het spanningsstelsel dat op het apparaat of de lader is gespecificeerd.
- Houd de oplaadkabel uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Laat nooit een voorwerp in de opening vallen en steek nooit een voorwerp in een opening of slang.

- Het product niet buitenshuis gebruiken of op plaatsen waar spuitbussen (sprays) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- Vul het reservoir uitsluitend met warm water of andere door tandheelkundige professionals aangeraden oplossingen.
- Gebruik uitsluitend opzetborstels en accessoires die worden aanbevolen door Water Pik, Inc. en zoals aangegeven in deze handleiding.
- Als de oplaadkabel beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciale kabel of een speciale eenheid die verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens serviceagent.
- Gebruik geen jodium, zoutoplossing of niet in water oplosbare geconcentreerde essentiële oliën in dit apparaat. Het gebruik hiervan kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden en zal de levensduur verkorten.
- Richt geen water onder de tong, in het oor, de neus of in andere kwetsbare gebieden. Dit product kan druk produceren die in deze gebieden ernstige schade kan veroorzaken.

- Richt geen water in de neus of het oor. De potentieel dodelijke amoëbe *Naegleria fowleri* kan aanwezig zijn in kraanwater of chloorvrij bronwater en kan dodelijk zijn als het in de neus of het oor wordt gericht.
- Als uw arts u heeft geadviseerd antibiotica te nemen voorafgaand aan een tandheelkundige ingreep, raadpleeg dan uw tandarts en/of arts voordat u dit product of een ander mondhygiëneproduct gebruikt.
- Voorafgaand aan het gebruik van dit product eventuele mondsieraden verwijderen.
- Het product niet gebruiken als u een open wondje op uw tong of in uw mond hebt.
- Gebruik de waterflosser niet langer dan vijf minuten per periode van twee uur.
- Als, om welke reden dan ook, de Pik Pocket™-tip (niet meegeleverd bij alle modellen) loskomt van het opzetstukje, gooi deze dan weg en gebruik een nieuwe Pik Pocket™-tip.

- Er zijn geen door de gebruiker te onderhouden elektrische onderdelen in dit product en het vereist geen onderhoud.
- Verwijder de oplaadkabel uit het apparaat en plaats het deksel van de oplaadpoort terug voordat u het reservoir vult.
- Zorg ervoor dat de contacten op het snoer, het apparaat en de stroomadapter schoon en droog zijn terwijl het apparaat wordt opgeladen.
- Magnetisch veld: Pacemakers en soortgelijke geïmplanteerde medische apparaten kunnen worden beïnvloed door magneten. Neem contact op met uw arts als u vragen hebt.
- Stel de batterij of het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

BEOOGD GEBRUIK

Waterpik™ waterflossers met PRECISIONPULSE TECHNOLOGY leveren aantoonbaar een effectieve combinatie van waterdruk en pulsaties om plaquebacteriën te verwijderen die tandvleesontsteking, gaatjes en slechte adem kunnen veroorzaken.


Productbeschrijving	43
Van start gaan	44
Reinigen en problemen oplossen van uw Waterpik™ Water Flosser	47
Batterijonderhoud, batterijafvoer/-recycling en batterijverwijdering	48
Garantie informatie	49

Betekenis Van Symbolen (Niet alle symbolen zijn van toepassing op alle producten)


Uitleg van de symbolen op productlabels en verpakkingen van Water Pik, Inc. **Symbolen die van toepassing zijn op een bepaald product staan op de labels en verpakking van dat product.**

Symbol	Definitie	Symbol	Definitie	Symbol	Definitie	Symbol	Definitie
	Zie de handleiding		Afneembare voeding		Dit apparaat niet gebruiken onder de douche, in bad en niet onderdompelen in vloeistof.		Gescheiden afvalinzameling voor elektrische en elektronische apparaten.
	Fabrikant		Gelijkspanning (DC)		Product bevat een lithium-ionbatterij		Bevat een recyclebare Li-ion-accu
IPX7 or IPX4	IP-code		Wisselspanning (AC)		CE-markering (conform regelgeving EU)		Bevat een recyclebare Ni-MH-accu
	Apparatuur van IEC Klasse II		Dit apparaat niet onderdompelen in vloeistof.		RCM-markering (conform regelgeving Australië, Nieuw-Zeeland)		

1. Vermogenshendel
2. Power-/drukschakelaar
3. Acculadingslampje
4. Laadpoort/afdekking
5. Tip
6. Knop om tip uit te werpen
7. Vuldeksel reservoir
8. Reservoir




Opladkabel
20033894-2 Wit




TIPS

- | | |
|--|--|
| A. Orthodontische tip* (OD-100E)
- Beugels/algemeen gebruik | D. Draagbaar, snoerloze Precision tip* (JT-450E)
- Algemeen gebruik |
| B. Pik Pocket™ tip* (PP-100E)
- Parodontale pockets/furcaties | E. Tongreiniger** (TC-100E)
- Frissere adem |
| C. Plaque Seeker™ tip* (PS-100E)
- Implantaten/kronen/bruggen beugels/algemeen gebruik | F. Reisplug
- Verhindert dat tijdens het reizen overtollig water weglekt |

NIET ALLE TIPS ZIJN BIJ ALLE MODELLEN INBEGREPEN



*Elke 3 maanden vervangen **Elke 6 maanden vervangen
Vervangingstips kunnen worden gekocht bij uw lokale distributeur, die u kunt vinden op www.waterpik.com/intl.



Opladen apparaat vóór eerste gebruik

Sluit de oplaadkabel aan op een USB-stroomadapter (niet meegeleverd) en steek de stekker vervolgens in een stopcontact.

Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op het apparaat.

Laad 4 uur op vóór eerste gebruik. Een volledige lading gaat bij normaal gebruik tot 9 weken mee.

Plaats de afdekking van de oplaadpoort terug na het opladen en zorg ervoor dat deze gelijk ligt met de handgreep.

Let op: Raadpleeg het gedeelte BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELLEN voor de vereiste specificaties van de USB-stroomadapter.

Oplaadlampjes

- De LED knippert wit om aan te geven dat de batterij van het apparaat bijna leeg is.
- De LED wordt rood als de batterij leeg is, wat aangeeft dat het apparaat moet worden opgeladen.
- De LED brandt tijdens het opladen.
- De LED blijft branden als het apparaat volledig is opgeladen totdat de USB-kabel uit het apparaat wordt gehaald

Het reservoir vullen



Koppel de oplaadkabel los en plaats het deksel van de oplaadpoort terug voordat u begint met vullen.

Til de flitop op het reservoir op en vul het met lauwwarm water.

Opzetten en verwijderen van tips

Zet de tip in het midden van de nop bovenop het handvat van de Waterflosser. Druk stevig totdat de tip op zijn plaats klikt. Druk voor het verwijderen van de tip van het handvat op de uitwerpknop voor de tip en trek de tip van het handvat af.

WAARSCHUWING: DRUK NIET OP DE TIPUITWERPKNOP TERWIJL HET APPARAAT AAN STAAT.



Aanpassen van de drukinstelling

U kunt de drukinstelling op uw Waterflosser aanpassen door simpelweg de druk-/krachtschakelaar op de hendel te schuiven. Schuif de aan/uit-schakelaar 1 klik omhoog voor lage (I) druk en 2 klikken voor hoge (II) druk.

Begin met de laagste instelling en verhoog naar wens.

Aanbevolen techniek


Leun diep over de wasbak en plaats de tip in de mond. Richt de jettip op de tanden en schakel het apparaat AAN (I). Werk voor het beste resultaat van de achterste tanden naar de voorste tanden. Beweeg langs de tandvleesrand en pauzeer even tussen de tanden. Ga door totdat u rond en tussen alle tanden hebt gereinigd. Richt de straal met een hoek van 90 graden op de tandvleesrand. **Sluit de lippen enigszins om spetteren te voorkomen**, maar laat het water vrij uit de mond in de wastafel lopen. Houd het apparaat tijdens het gebruik rechtop voor de beste resultaten.

Advies:

- KIJK IN DE GOOTSTEEN, niet in de spiegel, om spatten te verminderen.

Wanneer u klaar bent

Zet het apparaat uit. Giet overgebleven vloeistof uit het reservoir. Indien gewenst kan het reservoir van het handvat worden verwijderd door het reservoir naar onderen te trekken om het te verwijderen.



NB: NIET ALLE TIPS ZIJN BIJ ALLE MODELLEN INBEGREPEN.

GEBRUIK VAN SPECIALE BORSTEL

Pik Pocket™ Tip

De Pik Pocket™ tip is specifiek ontwikkeld om water of antibacteriële oplossingen diep in de tandvleespockets te brengen. Voor het gebruik van de Pik Pocket™ tip, stelt u het apparaat op de laagste drukstand in. Plaats de zachte tip tegen een tand in een hoek van 45 graden en plaats de tip voorzichtig onder de tandvleesrand, in het tandzakje. Zet het apparaat aan en blijf de tandvleesrand volgen.

Orthodontische tip


Voor het gebruik van de orthodontische tip beweegt u de tip zachtjes langsde tandvleesrand en stopt u kort om het gebied tussen de tand en rondom debeugel te reinigen alvorens door te gaan naar de volgende tand.

Tongreiniger

Voor het gebruik met de tongreiniger stelt u het apparaat op de laagste drukstand in, plaats de tip in het midden van de tong, ongeveer halweg. Beweeg naar voren met een lichte druk. Voer de druk naar wens op.

Plaque Seeker™ tip

Voor het gebruik van de Plaque Seeker™ tip plaatst u de tip dicht tegen de tanden, zodat de borstelharen de tanden zachtjes aanraken. Schuif de tip voorzichtig langs de rand van het tandvlees. Pauzeer even tussen de tanden om zachtjes te borstelen, en laat water tussen de tanden stromen.



Mondspoelmiddel en andere oplossingen gebruiken

Uw Waterpik™ Waterflosser kan worden gebruikt om mondspoelmiddel en antibacteriële oplossingen toe te dienen. Voor het eenvoudig toevoegen van andere oplossingen verwijdert u het reservoir (zie het gedeelte 'Wanneer klaar') en voegt u toe via de vuldeur op het reservoir. Als u extra water toevoegt, kunt u het reservoir terugplaatsen en het volledig vullen via het vuldeksel. Spoel het apparaat na het gebruik van een speciale oplossing uit om verstopping te voorkomen. Vul hiervoor het reservoir met warm water en laat het apparaat lopen terwijl u de tip in de wasbak richt, totdat het apparaat leeg is.

Reinigen

Het apparaat nooit onderdompelen in water. Trek voor het reinigen de stekker uit het stopcontact.

Reinig het product wanneer nodig door de buitenkant af te nemen met een zachte doek en een zacht, nietschurend schoonmaakmiddel.

Het waterreservoir is uitneembaar voor eenvoudige reiniging en kan in de bovenste laag van de vaatwasser.

Wij raden aan om aan de lucht te drogen in plaats van een verwarmde droogcyclus.

Het wordt aanbevolen het reservoir wekelijks te verwijderen en te reinigen.

Kalkaanslag verwijderen/algemene reiniging

Afhankelijk van de hoeveelheid mineralen die aanwezig zijn in uw water, kan zich hardwateraanslag in uw apparaat vormen. Als u hier niets aan doet, kan dit het goed functioneren belemmeren. Reiniging van interne delen: voeg 1 eetlepel witte azijn toe aan een vol reservoir warm water. Richt het handvat en de tip in de wasbak. Zet het apparaat AAN en laat het lopen totdat het reservoir leeg is. Spoel door dit te herhalen met een vol reservoir schoon warm water.

Deze procedure moet één keer per maand tot één keer per drie maanden worden uitgevoerd om optimale werking te verzekeren.

Batterijonderhoud

Als de Waterflosser voor langere tijd (zes maanden of langer) moet worden bewaard, moet u het volledig opladen voordat u hem opbergt. Stel de batterij of het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen.

Batterijverwijdering/recycling

Dit product bevat een oplaadbare lithium-ion-batterij. De batterij kan niet worden vervangen. Gooi het product aan het einde van de levensduur niet weg bij het huishoudelijk afval of in recyclingbakken. Recycle bij het dichtstbijzijnde recyclingcentrum of breng het naar een inzamelpunt voor gevaarlijk afval om te voldoen aan lokale en regionale voorschriften.

Voer de gebruikte batterij op de juiste manier af. Uit de buurt van kinderen houden. Niet demonteren en niet in een vuur gooien.

Neem voor vragen contact op met uw lokale beheerafdeling voor afval.

NB: De oplaadbare batterij kan niet worden vervangen. Verwijder deze pas aan het einde van de levensduur van het product. Dit proces is niet omkeerbaar en maakt de productgarantie ongeldig.

Weggooien van de batterijen



Om de oplaadbare batterij te verwijderen voor recycling, moet u de batterij volledig ontladen voordat u deze verwijdert. Neem de basisveiligheidsmaatregelen in acht wanneer u de onderstaande procedure volgt. Zorg ervoor dat u uw ogen, handen, vingers en het oppervlak waarop u werkt beschermt.

1. Verwijder het reservoir en wikkel het apparaat in een handdoek. Tik met een hamer tot het onderste deksel loskomt.
2. Trek de accu eruit en snijd de draden door. Snijd de accudraden één voor één door.

WAARSCHUWING:

Knip de beide accudraden NIET tegelijk door.

De batterij NIET demonteren, doorboren, slaan, knippen of in vuur gooien.



Service-onderhoud

Waterpik™ Waterflossers hebben geen elektrische onderdelen die door de gebruiker moeten worden onderhouden. Ga voor alle onderdelen en accessoires naar www.waterpik.com/intl. Raadpleeg de serienummers en modelnummers in alle correspondentie. Deze nummers bevinden zich aan de onderkant van uw apparaat. Nog vragen? Ga naar www.waterpik.com/intl.

Waterpik, Inc. garandeert aan de oorspronkelijke gebruiker van dit nieuwe product dat het geen materiaal- en productiedefecten zal vertonen gedurende 2 jaar na de aankoopdatum (alleen voor Spanje: drie jaar). **De gebruiker moet het oorspronkelijk aankoopbewijs voorleggen als bewijs van de aankoopdatum en, indien gevraagd, het hele product om de garantieclaim te ondersteunen.**

Waterpik, Inc. zal naar eigen goeddunken een onderdeel van het product vervangen, mits het product niet was misbruikt, verkeerd gebruikt, aangepast of beschadigd na de aankoop ervan en het volgens de instructies is gebruikt, uitsluitend met de accessoires of toebehoren die door Waterpik, Inc. zijn goedgekeurd. Installatie is

de verantwoordelijkheid van de consument en valt niet onder de garantie. Deze beperkte garantie geldt niet voor accessoires of verbruiksonderdelen zoals opzetborstels, enz. **Gebruik met een onjuiste spanning beschadigt het product en maakt de garantie ONGELDIG.** Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ook nog andere rechten, die variëren afhankelijk van de wetgeving in uw verblijfsplaats.

WATERPIK, INC DOET AFSTAND VAN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE GARANTIES VOOR VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ALLE IMPLICIETE GARANTIES ZIJN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. IN BEPAALDE STATEN EN PROVINCIES ZIJN BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE NIET TOEGESTAAN, DUS HET BOVENSTAANDE IS WELLICHT NIET VAN TOEPASSING VOOR U.



**Water Pik, Inc., a subsidiary of
Church & Dwight Co., Inc.**

1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001 USA
800-525-2774
www.waterpik.com



EU Representative

SOFIBEL SAS
110 - 114 rue Victor Hugo
92686 Levallois-Perret
Cedex-France

assistance.fr@waterpik.com

Imported and Distributed in the UK by:

Church & Dwight UK Limited,
Wear Bay Road,
Folkestone,
Kent CT19 6PG
United Kingdom

assistance.uk@waterpik.com

Designed and Tested in the USA. Made in China.

Progettato e testato negli USA. Made in China.

Diseñado y evaluado en los Estados Unidos. Hecho en China.

Ontworpen en getest in de VS. Geproduceerd in China.



Because we care!

Water Pik, Inc. packaging is responsibly sourced, using materials from FSC-certified forests, recycled sources, or controlled wood.

Form No. 20033777-FAB

©2025 Water Pik, Inc.