

Waterpik™ Water Flosser Model WF-20 Series

Munddusche Waterpik™
Modell WF-20 Serie

Hydropulseur Waterpik™
Modèle Série WF-20

www.waterpik.com/intl

samcooper**design**

DO NOT PRINT

DATE: 11.06.24
CLIENT: WATERPIK

FILENAME: 20033777-FAA_WF-20EUK_Series_IM_F.indd
DESCRIPTION: WF-20EUK Series Instruction Manual
LANGUAGES: 3 [Eng, Ger, Fr]
FILE TYPE: Adobe InDesign CC
SCD JOB# / PREPARED BY: 24WPOH8212 / JS
CLIENT ROUND: Final

SCALE: 100%
UPC: N/A
SIZE: 14.0 x 4.5" flat; 7.0 x 4.5" folded
FORM NUMBER: 20033777-F AA
INK: Process Black
NOTES:

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

- This product is for household use.

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

DANGER:

To reduce the risk of electrocution:

- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not handle the user supplied USB wall charger with wet hands.
- Do not place or drop the device or user supplied USB wall charger into water or other liquid.
- Check the charging cord and user supplied USB wall charger for damage before the first use and during the life of the product.

WARNING:

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Use this product only as indicated in these instructions or as recommended by your dental professional.
- Only use tips and accessories recommended by Water Pik, Inc.
- Never operate this product if it has a damaged cord or external power supply, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into any liquid. Contact your local distributor which can be found at www.waterpik.com/intl.
- Keep the charging cord and user supplied USB wall charger away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening or hose.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not expose the battery or appliance to excessive temperatures.
- A user supplied USB-A wall charger (power adapter), safety certified (IPX4, Class II) and with a rated output of 5.0 VDC, 1.0 A Max must be used to charge this device.
- Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specified on the device or charger.
- Unplug USB wall charger when not in use.
- Do not use the water flosser for more than five minutes in each two hour period.
- Do not direct water under the tongue, into the ear, nose or other delicate areas. This product is capable of producing pressures that may cause serious damage in these areas.
- Do not direct water into the nose or ear. The potentially deadly amoeba, *Naegleria fowleri*, may be present in some tap water or unchlorinated well water and may be fatal if directed into the nose or ear.
- If your physician advises you to receive antibiotic premedication before dental procedures, you should consult your dental professional before using this product or any other oral hygiene aid.

- Fill reservoir with warm water or other dental professional recommended solutions only.
- Do not use iodine, saline (salt solution), or water insoluble concentrated essential oils in this product. Use of these can reduce performance and will shorten the life of the product.
- If the Pik Pocket™ tip (not included in all models) separates from the shaft for any reason, discard tip and shaft and replace with a new Pik Pocket™ tip.
- Remove any oral jewelry prior to use of this product.
- Do not use if you have an open wound on your tongue or in your mouth.
- There are no consumer serviceable electrical parts in this product and it does not require maintenance.
- Remove charging cord from the unit and replace charging port cover prior to filling the reservoir.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Product Description	7
Getting Started	8
Cleaning and Troubleshooting Your Waterpik™ Water Flosser	11
Battery Care, Battery Disposal/Recycling and Battery Removal	12
Warranty Information	13


SYMBOLS GLOSSARY

(Not all symbols apply to all products)


Explanation of symbols used on Water Pik, Inc. product labels and packaging. Applicable symbols for a specific product are found on that product's labels and packaging.

Symbol	Definition	Symbol	Definition	Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Refer to instruction manual		Detachable Power Supply		Do not use this device in a shower, bathtub and do not immerse in any liquid.		Regulatory Compliance Mark
	Manufacturer		Direct Current (DC) Voltage		Product contains a lithium ion battery		Separate collection for waste electrical and electronic equipment.
IPX7 or IPX4	Ingress Protection Code		Alternating Current (AC) Voltage		CE marking of conformity		Contains a recyclable Li-ion battery
	IEC Class II Equipment		Do not immerse this device in any liquid.		UK Conformity Assessed		Contains a recyclable Ni-MH battery

1. Power handle
2. Power/pressure switch
3. Battery charge indicator
4. Charge port/cover
5. Tip
6. Tip eject button
7. Reservoir fill door
8. Reservoir




Charging Cable
20033894-2 White






TIPS

- | | |
|--|--|
| A. Orthodontic Tip*
- Braces/General use | D. Classic Jet Tip**
- General use |
| B. Pik Pocket™ Tip*
- Periodontal pockets/Furcations | E. Tongue Cleaner**
- Fresher breath |
| C. Plaque Seeker™ Tip*
- Implants/Crowns/Bridges/
Retainers/General use | F. Travel Plug
- Keeps excess water from
draining out while traveling |

NOT ALL TIPS INCLUDED IN ALL MODELS



*Replace Every 3 months **Replace Every 6 months
Replacement tips may be purchased from your local distributor which can be found at www.waterpik.com/intl.



PREPARING THE UNIT

Charging Unit Prior to First Use

Connect the USB charging cable to the unit (USB-C) and then to the USB wall charger (USB-A). Then plug the USB wall charger into the power outlet and charge unit for approximately 4 hours.

Note: Refer to the **IMPORTANT SAFEGUARDS** section for required USB wall charger specifications.

Always ensure USB plugs and USB ports are clean and dry before connecting.

LED will glow as it charges. LED stays lit when fully charged until USB cable is unplugged from the device. LED blinks 8 times once you are finished flossing and if the battery is below 30%.



NOTE: Make sure unit is dry before opening weathercap and connecting the charger.

Replace the weathercap after charging and ensure it's fully seated (flush with the outside surface of the handle).


Filling the Reservoir

Before filling, disconnect charging cable and replace charging port cover. Lift flip top on reservoir and fill with lukewarm water.

Inserting and Removing Tips

Insert tip into the center of the knob at the top of the water flosser handle. Press firmly until the tip clicks into place. To remove the tip from the handle, press the tip eject button and pull tip from the handle.

CAUTION: DO NOT PRESS TIP EJECT BUTTON WHILE UNIT IS RUNNING.



Adjusting the Pressure Setting

You can adjust the pressure setting on your water flosser by simply sliding the pressure/power switch on the handle. Slide power switch up 1 click for Low (I) pressure and 2 clicks for High (II) pressure.




Start with the lowest setting and increase to your liking.

Recommended Technique

Lean low over sink and place tip in mouth. Aim the tip toward gumline, and turn the unit ON (I). For best results, start with the back teeth and work toward the front teeth. Glide tip along gumline and pause briefly between teeth. Continue until you have cleaned the inside and outside of both the upper and lower teeth. Direct the jet stream at a 90-degree angle to your gumline. **Slightly close lips to avoid splashing** but allow water to flow freely from mouth into the sink. Keep unit upright during use for best results.

When Finished

Turn the unit OFF (O). Empty any liquid left in the reservoir. If desired, the reservoir may be removed from the power handle by simply pulling down on the reservoir to remove.



NOTE: NOT ALL TIPS INCLUDED WITH ALL MODELS.

SPECIALTY TIP USAGE

Pik Pocket™ Tip

The Pik Pocket™ tip is specifically designed to deliver water or anti-bacterial solutions deep into periodontal pockets. To use the Pik Pocket™ tip, **set the unit to the lowest pressure setting**. Place the soft tip against a tooth at a 45-degree angle and gently place the tip under the gumline, into the pocket. Turn the unit on and continue tracing along the gumline.

Orthodontic Tip

To use the orthodontic tip, gently glide tip along gumline, pausing briefly to lightly brush area between teeth and all around orthodontic bracket, before proceeding to the next tooth.

Tongue Cleaner Tip

Set to lowest pressure setting, place tip in the center/middle of your tongue about half way back. Pull forward with light pressure. Increase pressure as you prefer.

Plaque Seeker™ Tip

To use the Plaque Seeker™ tip, place the tip close to the teeth so that the bristles are gently touching the teeth. Gently glide tip along gumline, pausing briefly between teeth to gently brush and allow the water to flow between the teeth.



Using Mouthwash and Other Solutions

Your Waterpik™ water flosser can be used to deliver mouthwash and antibacterial solutions. For ease of adding other solutions remove the reservoir (see "When Finished" section) and add from top opening on reservoir. If you are adding additional water you may replace the reservoir and fill reservoir fully with the fill door. After using any special solution, rinse unit to prevent clogging by partially filling reservoir with warm water and running unit with tip pointed into sink until unit is empty.


Cleaning

Never immerse unit in water. Before cleaning, unplug from the electrical outlet. Clean the product when necessary by using a soft cloth and mild non-abrasive cleanser to wipe exterior. The water reservoir is removable for easy cleaning and is top rack dishwasher safe. It is recommended that the reservoir is removed and cleaned weekly.

Removing Hard Water Deposits / General Cleaning

Hard water deposits may build up in your unit, depending on the mineral content of your water. If left unattended, it can hinder performance. Cleaning internal parts: add 1 tablespoon of white vinegar to a full reservoir of warm water. Point the handle and tip into sink. Turn unit ON and run until reservoir is empty. Rinse by repeating with a full reservoir of clean warm water.

This process should be done every 1 to 3 months to ensure optimal performance.



Battery Care

If the water flosser is to be stored for an extended period of time (six months or more), be sure to fully charge it prior to storage. Do not expose the battery or appliance to excessive temperatures.

Battery Disposal/Recycling

This product contains a **rechargeable lithium ion battery**. The battery is not replaceable. At the end of product life, do not dispose of in household garbage or recycling bins. Please recycle at your nearest recycling center or take to hazardous waste collection point to comply with local and state regulations.

Dispose of used battery promptly. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire. Please contact your local waste administrative department for any questions.

Note: The rechargeable battery is not replaceable, remove only at end of product life. This process is not reversible and voids the product warranty.

Battery Removal

To remove the rechargeable battery for recycling, please discharge the battery fully before removing. Observe basic safety precautions when you follow the procedure below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers and surface on which you work.

1. Remove reservoir and wrap unit in towel. Hit with hammer until lower cover comes off.
2. Pull out battery, cut wires. Cut battery wires one at a time.

WARNING:

DO NOT cut both battery wires at the same time.

DO NOT disassemble, puncture, hit, squeeze or throw the battery into fire.

Service Maintenance

Waterpik™ water flossers have no consumer-serviceable electrical items and do not require routine service maintenance. For all parts and accessories, contact your local distributor at www.waterpik.com/intl. Refer to the serial and model numbers in all correspondence. These numbers are located on the bottom of your unit. Still have questions? Contact your local distributor which can be found at www.waterpik.com/intl.

Water Pik, Inc. warrants to the original consumer of this new product that it is free from defects in materials and workmanship for 2 years from the date of purchase. **Consumer will be required to submit the original purchase receipt as proof of purchase date and if requested, the entire product, to support a warranty claim.**

Water Pik, Inc. will replace the product, provided the product has not been abused, misused, altered or damaged after purchase, was used according to instructions, and was used only with accessories or consumable parts approved by Water Pik, Inc. Installation is the responsibility of the consumer and is not covered by the warranty. This limited warranty excludes accessories or consumable parts such

as tips, etc. **Use with improper voltage will damage product and VOID warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary, depending on the law in your place of residence.

WATER PIK INC. DISCLAIMS ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ALL IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. SOME STATES OR PROVINCES MAY NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

LESEN SIE VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTS DIE GEBRAUCHSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH.

- Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch bestimmt.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sind grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen zu beachten; insbesondere, wenn Kinder in der Nähe sind. Diese umfassen:

VORSICHT LEBENSGEFAHR:

Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr:

- Platzieren oder lagern Sie das Gerät nicht in einer Weise, dass es in ein Waschbecken oder eine Badewanne fallen oder gezogen werden kann.
- Fassen Sie das USB-Ladegerät nicht mit nassen Händen an.
- Platzieren Sie das Gerät oder USB-Ladegerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und lassen Sie nicht darin fallen.

- Prüfen Sie das Ladekabel und das USB-Ladegerät vor der ersten Verwendung und während der Lebensdauer des Geräts auf Schäden.

WARNUNG:

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Personenschäden zu reduzieren:

- Dieses Gerät darf nur dann von Personen (insbesondere Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung oder Kenntnis benutzt werden, wenn diese von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder in der Nutzung des Geräts unterwiesen wurden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen

Fähigkeiten, sowie mangelnder Erfahrung oder Kenntnis genutzt werden, wenn sie unter Beobachtung sind oder Ihnen eine Einweisung in Bezug auf die Nutzung des Geräts auf eine sichere Weise gegeben wurde und sie die Gefahren verstanden verstehen.

- Bei Kindern empfiehlt sich die Aufsicht durch Erwachsene, um zu verhindern, dass das Gerät als Spielzeug benutzt wird.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur entsprechend den Angaben in dieser Anleitung oder gemäß den Empfehlungen Ihres Zahnarztes.
- Nutzen Sie ausschließlich von Water Pik, Inc. empfohlene Aufsätze und Zubehör.
- Nutzen Sie das Gerät niemals, wenn es ein beschädigtes Kabel oder Netzteil hat, es nicht ordnungsgemäß läuft, es fallen gelassen wurde, beschädigt oder in

eine Flüssigkeit gefallen ist. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Händler, der auf www.waterpik.com/intl zu finden ist.

- Halten Sie das Ladekabel und das USB-Ladegerät von heißen Oberflächen fern.
- Lassen Sie niemals etwas in eine Öffnung oder den Schlauch fallen und stecken Sie niemals etwas rein.
- Nicht im Freien nutzen oder dort, wo Aerosol-Produkte (Sprays) verwendet werden oder wo Sauerstoff verabreicht wird.
- Setzen Sie weder Batterie, noch Gerätschaften hohen Temperaturen aus.
- Ein vom Nutzer beschaffenes USB-A Wandladegerät (Netzteil), sicherheitszertifiziert (IPX4, Klasse II) mit einer Nennleistung von 5.0 VDC, 1.0 A max, muss benutzt werden um dieses Gerät aufzuladen.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine andere Spannung als die auf dem Gerät oder dem Ladegerät angegebene Spannung an.
- USB Wandladegerät ausstecken, wenn nicht in Benutzung.

- Nutzen Sie dieses Gerät für maximal 5 Minuten in einem Zeitraum von zwei Stunden.
- Wasser nicht in Richtung unter der Zunge, in die Ohren, Nase oder andere empfindliche Stellen strahlen. Dieses Produkt ist fähig Druck zu erzeugen, der an diesen Stellen ernsthafte Schaden zufügen kann.
- Wasser nicht in Richtung Nase oder Ohr strahlen. Die potenziell tödliche Amöbe *Naegleria fowleri* kann in manchen Leitungswässern oder ungechlorten Brunnenwässern vorhanden sein und kann tödlich sein, wenn diese in Nase oder Ohr gelangt.
- Falls Ihr Arzt oder Kardiologe Ihnen vor einer zahnärztlichen Behandlung zu einer Prämedikation mit Antibiotika geraten hat, sollten Sie vor der Verwendung dieses Geräts oder sonstiger Mundhygienemaßnahmen Ihren Zahnarzt konsultieren.
- Füllen Sie den Tank nur mit warmem Wasser oder einer anderen, von Ihrem Zahnarzt empfohlenen Lösung.
- In diesem Gerät kein Jod, keine Saline (Kochsalzlösung) oder wasserunlösliche, konzentrierte ätherische Öle verwenden. Eine Verwendung dieser kann die Leistung des Geräts einschränken und führt zu einer verkürzten Lebensdauer des Geräts.

- Falls sich die Pik Pocket™ Düse (nicht in allen Modellen enthalten) aus irgendeinem Grund vom Schaft löst, entsorgen Sie Düse und Schaft und ersetzen Sie die Pik Pocket™ Düse mit einer neuen.
- Entfernen Sie jeden Mundschmuck, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
- Niemals bei offenen Wunden auf der Zunge oder im Mund benutzen.
- In diesem Gerät sind keine Teile enthalten, die vom Verbraucher gewartet werden müssen und es ist keine Wartung erforderlich.
- Ladekabel vom Gerät entfernen und mit Ladeanschlussabdeckung ersetzen, bevor Sie den Tank füllen.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder einen Kabelsatz ersetzt werden, den Sie vom Hersteller oder dessen Servicevertretung beziehen können.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Produktbeschreibung 19

Inbetriebnahme 20


Reinigung und Störungsbehebung für Ihre Waterpik™ Munddusche 23

Batteriewartung, Batterieentsorgung/Recycling, Batterieentfernung 24


Garantieinformationen 25

GLOSSAR DER VERWENDETEN SYMBOLE							
(Nicht alle Symbole gelten für alle Produkte.)							
Erläuterung der auf den Produktetiketten und Verpackungen von Water Pik, Inc. vorkommenden Symbole. Die für ein bestimmtes Produkt geltenden Symbole finden Sie auf den Etiketten und der Verpackung des jeweiligen Produkts.							
Zeichen	Bedeutung	Zeichen	Bedeutung	Zeichen	Bedeutung	Zeichen	Bedeutung
	siehe Gebrauchsanweisung		abnehmbares Netzteil		Gerät nicht unter der Dusche oder in der Badewanne benutzen und nicht in Flüssigkeiten eintauchen.		RCM-Kennzeichen für die Einhaltung von Vorschriften in Australien und Neuseeland
	Hersteller		Gleichstrom		Produkt enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ion-Akku		Nicht im Hausmüll entsorgen.
IPX7 or IPX4	IP-Schutzart		Wechselstrom		CE-Konformitätskennzeichnung		Enthält einen recycelbaren Lithium-Ionen-Akku.
	Gerät der IEC-Klasse II		Gerät nicht in Flüssigkeiten eintauchen.		UK-Konformität geprüft		Enthält einen recycelbaren Nickel-Metallhydrid-Akku.

- 1. Power-Griff
- 2. An/Aus/Druck Schalter
- 3. Batterieladeanzeige
- 4. Ladeanschluss/-abdeckung
- 5. Jet-Düse
- 6. Düsenauswurfaste
- 7. Wassertank-Füllklappe
- 8. Wassertank



Ladekabel
20033894-2 weiß



- DÜSEN**
- A. Orthodontische-Düse***

 - Zahnsparren/Allgemeiner Gebrauch

B. Pik-Pocket™ Subgingivaldüse*

 - Parodontaltaschen/Furkationen

C. Plaque Seeker™ Tip*

 - Implantate/Kronen/Brücken/ Zahnsparren/Allgemeiner Gebrauch
- D. Düsenaufs.tze Classic****

 - Allgemeiner Gebrauch


E. Zungenreiniger**

 - Frischerer Atem


F. Reise-Verschlussstecker

 - Verhindert, dass überschüssiges Wasser unterwegs ausläuft

NICHT ALLE AUFSÄTZE SIND BEI ALLEN MODELLEN ENTHALTEN



**Alle 3 Monate ersetzen **Alle 6 Monate ersetzen
Ersatz-Düsen können von Ihrem lokalen Händler erworben werden.
Zu finden auf www.waterpik.com/intl



GERÄT EINSCHALTEN

Aufladen des Gerätes vor dem ersten Gebrauch

Verbinden Sie das USB Ladekabel mit der Einheit (USB-C) und dann mit dem USB Netzteil (USB-A). Dann stecken Sie das Netzteil in Ihren Stromstecker und laden für ca. 4 Stunden.

Hinweis: Richten Sie sich an die Sektion "Wichtige Sicherheitsvorkehrungen" für die erforderlichen USB Netzteil Spezifikationen.

Stellen Sie immer sicher, dass USB Stecker und USB Anschlüsse sauber und trocken sind, bevor Sie diese verbinden.

LED leuchtet solange das Gerät lädt. LED bleibt beleuchtet wenn es voll aufgeladen ist bis das USB Kabel vom Gerät ausgesteckt wird. LED blinkt 8 mal sobald Sie fertig mit der Munddusche sind und wenn die Batterie unter 30% fällt.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Gerät trocken ist, bevor sie Ladeanschlussabdeckung entfernen und mit dem Ladegerät verbinden. Stecken Sie die Ladeanschlussabdeckung wieder an und stellen Sie sicher, dass diese vollumfänglich sitzt (ebenmäßig mit der Fläche des Griffs).


Füllen des Wassertanks

Vor dem Befüllen, trennen Sie das Gerät vom Ladekabel und ersetzen es mit der Ladeanschlussabdeckung. Heben Sie den Klappdeckel an und füllen Sie mit lauwarmen Wasser auf.

Aufstecken und Abziehen der Düsen

Stecken Sie den Düsenaufsatz in die Öffnung oben am Handteil des Geräts. Drücken Sie fest zu, bis der Aufsatz hörbar einrastet. Um den Aufsatz wieder abzunehmen, betätigen Sie die Auswurfaste und ziehen Sie den Aufsatz ab.

VORSICHT: BETÄTIGEN SIE DIE AUSWURFTASTE NUR, WENN DAS GERÄT NICHT IN BETRIEB IST.



Anpassen der Druckeinstellung

Sie können die Druckeinstellungen an Ihrer Munddusche einfach durch schieben des Druck- und Netzschalters am Griff einstellen. Einmal hochschieben für niedrigen (I) Druck und 2 mal für hohen (II) Druck.


Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung und erhöhen Sie nach Bedarf.

Empfohlene Methode

Beugen Sie sich tief über das Waschbecken und führen Sie die Düse in den Mund ein. Richten Sie die Spitze auf die Zähne, und schalten Sie dann das Gerät AN (I). Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, beginnen Sie mit den Backenzähnen und arbeiten sich zu den Schneidezähnen vor. Gleiten Sie mit der Spitze am Zahnfleisch entlang und pausieren Sie kurz zwischen den Zähnen. Fahren Sie fort, bis Sie sowohl die Innen- als auch die Außenseite der oberen und unteren Zähne gereinigt haben. Richten Sie den Düsenstrahl im 90-Grad-Winkel auf Ihr Zahnfleisch. **Schließen Sie leicht die Lippen**, um ein Spritzen zu vermeiden, aber lassen Sie das Wasser frei aus dem Mund ins Waschbecken laufen. Beste Ergebnisse werden erzielt, wenn Sie das Gerät während des Gebrauchs aufrecht halten.

Nach dem Gebrauch

Schalten Sie das Gerät AUS (O). Falls noch Flüssigkeit im Wassertank verblieben ist, leeren Sie diesen aus. Bei Bedarf können Sie den Wassertank dazu vom Gerät abnehmen, indem Sie ihn einfach nach unten ziehen.



HINWEIS: NICHT ALLE AUFSÄTZE SIND BEI ALLEN MODELLEN ENTHALTEN.

VERWENDUNG VON SPEZIAL-AUFSÄTZEN

Pik-Pocket™ - Subgingivaldüse

Die Pik-Pocket™-Subgingivaldüse ist speziell für die Verabreichung von Wasser oder antibakteriellen Lösungen tief in die Zahnfleischtaschen ausgelegt. Um die Pik-Pocket™-Subgingivaldüse zu verwenden, stellen Sie am Gerät den niedrigsten Druck ein. Drücken Sie die weiche Spitze im 45-Grad-Winkel gegen einen Zahn und schieben Sie die Spitze sanft unter den Zahnfleischrand in die Zahnfleischtasche. Schalten Sie das Gerät ein und fahren Sie mit der Bewegung am Zahnfleischrand entlang.

Orthodontische-Düse


Um die kieferorthopädische Düse zu verwenden, gleiten Sie mit der Düse sanft entlang des Zahnfleischrands. Pausieren Sie kurz, um den Bereich zwischen den Zähnen und um die Zahnspange leicht zu bürsten, ehe Sie mit dem nächsten Zahn fortfahren.

Zungenreiniger

Um die Spitze des Zungenreinigers zu verwenden, stellen Sie sie auf die niedrigste Druckeinstellung, platzieren Sie die Spitze in der Mitte Ihrer Zunge, etwa auf halbem Weg nach hinten, und starten Sie die Munddusche. Ziehen Sie das Gerät mit leichtem Druck nach vorn. Erhöhen Sie den Druck, wenn Sie mögen.

Plaque-Seeker™ Düse

Um die Plaque-Seeker™-Düse zu verwenden, platzieren Sie die Düse nahe an den Zähnen, sodass die Borsten leicht die Zähne berühren. Die Düse behutsam am Zahnfleischrand entlang gleiten lassen und kurz anhalten, um den Bereich zwischen den Zähnen behutsam mit den Borsten zu reinigen und das Wasser zwischen die Zähne fließen zu lassen.



Verwendung von Mundwasser und anderen Lösungen


Sie können Ihre Waterpik™ Munddusche auch zur Anwendung von Mundwasser und antibakteriellen Lösungen nutzen. Nehmen Sie dazu den Wassertank der Einfachheit halber vom Gerät ab (siehe unter „Nach dem Gebrauch“) und füllen Sie die gewünschte Lösung von oben in den Tank ein. Falls Sie zusätzlich noch Wasser einfüllen wollen, können Sie den Tank wieder einsetzen und ihn dann wie gewohnt durch die Füllöffnung füllen. Spülen Sie das Gerät nach der Verwendung einer solchen Lösung aus, um Verstopfungen zu vermeiden. Füllen Sie den Wassertank dazu zum Teil mit warmem Wasser. Halten Sie das Handteil dann mit dem Aufsatz ins Waschbecken gerichtet und lassen Sie es laufen, bis der Tank leer ist.

Reinigung

Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser. Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker raus. Reinigen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem weichen Lappen und einem milden, nichtscheuernden Reinigungsmittel von außen. Der Wassertank ist entfernbar für eine einfache Reinigung und ist spülmaschinenfest im oberen Fach. Wir empfehlen, den Tank einmal wöchentlich abzunehmen und zu reinigen.

Entfernung von durch hartem Wasser verursachte Ablagerungen/Allgemeine Reinigung

Je nach Härtegrad Ihres Leitungswassers können sich mineralische Ablagerungen an Ihrem Gerät bilden. Falls nichts dagegen unternommen wird, beeinträchtigt dies die Leistungsfähigkeit des Geräts. Füllen Sie den Wassertank zur Reinigung des Geräteinneren mit Warmwasser und fügen 1 Esslöffel weißen Essig hinzu. Halten Sie das Handteil dann mit dem Aufsatz ins Waschbecken gerichtet, schalten Sie das Gerät EIN und fügen Sie es laufen, bis der Wassertank leer ist. Spülen Sie nach, indem Sie den Vorgang mit warmem Wasser wiederholen. Um die optimale Leistungsfähigkeit Ihres Geräts aufrechtzuerhalten, sollte diese Grundreinigung alle 1 bis 3 Monate durchgeführt werden.



Akkupflege

Wenn die Munddusche für eine längere Zeit eingelagert werden soll (6 Monate oder länger), stellen Sie sicher dass der Akku voll aufgeladen ist. Akku und Gerät nicht hohen Temperaturen aussetzen.

Batterieentsorgung / Recycling

Dieses Produkt enthält einen nicht tauschbaren **wiederaufladbaren Lithium Ion Akku**. Am Ende des Produktlebens nicht im Haushaltsmüll entsorgen. Bitte an nächstgelegener Recycling-Stelle oder an entsprechender Sondermüll Annahmestelle entsorgen, um staatliche Vorschriften einzuhalten. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umgehend. Von Kindern fernhalten. Nicht auseinanderbauen und nicht in Feuer entsorgen. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Entsorgungsbehörde für jegliche Fragen.

Hinweis: Der wiederaufladbare Akku ist nicht austauschbar, entfernen Sie ihn nur am Ende des Produktlebens. Dieser Prozess ist nicht reversibel und erlischt die Produktgarantie.

Entsorgung des Akkus

Um den Akku für das Recycling zu entfernen, bitte entladen Sie ihn vollständig vor der Entfernung. Beachten Sie grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen wenn Sie untenstehender Prozedur folgen. Schützen Sie Ihre Augen, Hände, Finger und Oberflächen mit denen Sie arbeiten.

1. Entfernen Sie den Wassertank und wickeln ihn in ein Tuch. Schlagen Sie mit einem Hammer bis der untere Deckel ab ist.
2. Ziehen Sie den Akku raus, trennen Sie die Kabel. Kabel nacheinander trennen.

ACHTUNG:

NICHT BEIDE AKKUKABEL GLEICHZEITIG TRENNEN.

NICHT DEN AKKU AUSEINANDERBAUEN. LÖCHERN, SCHLAGEN, QUETSCHEN ODER IN FEUER WERFEN.

Instandhaltung

Waterpik™ Mundduschen enthalten keine vom Verbraucher reparierbaren Komponenten und erfordern auch keine reguläre Wartung. Für alle Teile und Zubehör, kontaktieren Sie Ihren lokalen Händler auf www.waterpik.com/intl. Beziehen Sie sich auf die Serien- und Modellnummer in allen Korrespondenzen. Diese Nummern sind auf dem Boden Ihrer Einheit zu finden. Weitere Fragen? Kontaktieren Sie Ihren lokalen Händler auf www.waterpik.com/intl

Water Pik, Inc. gewährt dem Erstkäufer dieses Produkts ab Kaufdatum eine 2-Jahres- Garantie auf Material und Verarbeitung.

Zur Durchsetzung eines Garantieanspruchs ist der Käufer verpflichtet, den ursprünglichen Kaufbeleg sowie auf Anfrage das gesamte Produkt einzureichen. Water Pik, Inc. verpflichtet sich, alle mangelhaften Produktteile nach unserem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen, sofern das Produkt nicht zweckentfremdet, unsachgemäß benutzt oder nach dem Kauf verändert oder beschädigt wurde sowie nur gemäß der Gebrauchsanleitung und nur mit von Water Pik, Inc. genehmigten Zubehörteilen und Verbrauchsmaterialien verwendet wurde. Die Installation liegt in der Verantwortung des Verbrauchers und wird nicht von der Garantie abgedeckt. Diese beschränkte Garantie schließt Zubehör oder

Verbrauchsteile wie Aufsätze usw. aus. **Die Verwendung mit falscher Spannung beschädigt das Produkt und führt zum Erlöschen der Garantie.** Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Möglicherweise haben Sie auch andere Rechte, die je nach den Gesetzen an Ihrem Wohnort variieren.

SOWEIT GESETZLICH ZUGELASSEN, LEHNT WATER PIK, INC. JEGLICHE ANDERE GARANTIE AB, GLEICH OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, JEGLICHE GARANTIE BEZÜGLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE SIND BEFRISTET AUF DIE ZEITDAUER DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE. EINIGE STAATEN ODER PROVINZEN ERLAUBEN MÖGLICHERWEISE KEINE BEGRENZUNGEN DER DAUER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE, DAHER GILT DAS VORGESAGTE MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

- Ce produit est destiné à un usage domestique.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, surtout en présence d'enfants, des précautions fondamentales pour la sécurité doivent toujours être appliquées, dont les suivantes:

DANGER :

Pour réduire le risque d'électrocution :

- Ne placez pas ou ne rangez pas ce produit de sorte qu'il puisse tomber dans un bain ou un évier.
- Ne pas manipuler le chargeur USB fourni par l'utilisateur avec des mains mouillées.
- Ne placez pas ou ne laissez pas tomber l'appareil ou le chargeur mural USB fourni par l'utilisateur dans l'eau ou tout autre liquide.

- Vérifier l'état du câble de chargement USB ainsi que du chargeur USB avant la première utilisation et au cours de la vie du produit.

AVERTISSEMENT :

Pour réduire le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie, ou de blessure aux personnes :

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles

ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient encadrées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Utiliser ce produit uniquement comme indiqué dans ces instructions ou selon les recommandations de votre dentiste.
- Utiliser uniquement les embouts et accessoires recommandés par Water Pik, Inc.
- N'utilisez jamais ce produit si son câble ou son chargeur est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans un liquide. Contactez votre distributeur

local qui peut être trouvé à l'adresse suivante www.waterpik.com/intl.

- Garder le cordon de chargement et le chargeur USB fournis loin des surfaces chaudes.
- Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais d'objet dans une ouverture ou un tuyau.
- Ne pas utiliser cet appareil en extérieur ni l'utiliser lorsque des produits avec aérosol (vaporisateur) sont utilisés ou lorsque de l'oxygène est administré.
- N'exposez pas la batterie ou l'appareil à des températures excessives.
- Un chargeur mural USB-A (adaptateur d'alimentation) fourni par l'utilisateur, certifié conforme aux normes de sécurité et doté d'une puissance de sortie nominale de 5,0 VDC, 1,0 A maximum doit être utilisé pour charger cet appareil.
- Ne pas brancher cet appareil dans une prise de courant ayant une tension différente de celle indiquée sur l'appareil ou sur le chargeur.
- Débrancher le chargeur mural USB lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Ne pas utiliser l'hydropulseur pendant plus de cinq minutes toutes les deux heures.
- Ne dirigez pas d'eau sous la langue, dans l'oreille, le nez ou d'autres zones délicates. Ce produit peut générer des pressions susceptibles de causer des dommages graves dans ces zones.
- N'envoyez pas d'eau dans le nez ou l'oreille. L'amibe *Naegleria fowleri*, potentiellement mortelle, peut être présente dans certaines eaux du robinet ou dans certaines eaux de puits non chlorées et peut être fatale si elle est introduite dans le nez ou l'oreille.
- Si votre médecin vous a conseillé de prendre des antibiotiques avant les soins dentaires, vous devriez consulter votre dentiste avant d'utiliser ce produit ou tout autre produit d'hygiène buccodentaire.
- Remplir le réservoir uniquement d'eau tiède ou d'autres solutions recommandées par les dentistes.
- Ne pas utiliser d'iode, de salin (solution saline) ou d'huiles essentielles concentrées insolubles dans l'eau de ce produit. L'utilisation de ces produits peut réduire la performance et la durée de vie de cet appareil.

- Si l'embout Pik Pocket™ (non inclus dans tous les modèles) se sépare du manche pour quelque raison que ce soit, jeter l'embout et le manche, et remplacez-le par un nouvel embout Pik Pocket™.
- Retirer tout bijou buccal avant d'utiliser cet appareil.
- Ne pas utiliser si vous avez une plaie ouverte sur la langue ou dans la bouche.
- Il n'y a pas de pièces électriques réparables par le consommateur dans ce produit et il ne nécessite pas d'entretien.
- Retirez le cordon de charge de l'unité et replacez le couvercle du port de charge avant de remplir le réservoir.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial offert chez le fabricant ou ses commerçants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Description du produit 31

Comment démarrer 32


Nettoyage et dépannage de l'hydropulseur Waterpik™ 35

Entretien de la batterie, Recyclage de la batterie, Retrait de la batterie 36


Informations de garantie 37

GLOSSAIRE DES SYMBOLES							
(Tous les symboles ne s'appliquent pas à tous les produits)							
Explication des symboles utilisés sur les étiquettes et les emballages des produits Water Pik, Inc. Les symboles applicables à un produit spécifique se trouvent sur les étiquettes et l'emballage de ce produit.							
Symbole	Définition	Symbole	Définition	Symbole	Définition	Symbole	Définition
	Voir le manuel d'instructions		Dispositif d'alimentation amovible		Ne pas utiliser cet appareil sous la douche, dans une baignoire et ne pas l'immerger dans un liquide quelconque.		Marquage RCM (Regulatory Compliance Mark, conformité aux exigences de l'Australie)
	Fabricant		Tension en courant continu (CC)		Le produit contient une batterie au lithium-ion		Collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques.
IPX7 or IPX4	Code IP (Indice de Protection)		Tension en courant alternatif (CA)		Marquage CE (Conformité aux exigences de l'Union européenne)		Contient une batterie au lithium-ion recyclable
	Équipement de Classe II de la Commission électrotechnique internationale (CEI)		Ne pas immerger cet appareil dans un liquide quelconque.		Marquage UKCA (UK Conformity Assessed, conformité aux exigences de la Grande-Bretagne)		Contient une batterie au nickel-métal-hydrure recyclable

- 1. Poignée ergonomique
- 2. Commande de contrôle de la pression
- 3. Témoin de niveau de charge de la batterie
- 4. Socle pour chargeur
- 5. Embout
- 6. Bouton d'éjection de l'embout
- 7. Ouverture du réservoir
- 8. Réservoir



Câble de chargement
20033894-2 Blanc



- EMBOUS**
- A. Embout orthodontique***

 - Appareils orthodontiques/ Utilisation générale

B. Embout Pik Pocket™*

 - Poches parodontales/ Furcations

C. Embout Plaque Seeker™*

 - Implants/Couronnes/Appareils de contention/Appareils de rétention

D. Embout Jet classique**

 - Utilisation générale


E. Embout gratte-langue**

 - Haleine plus fraîche




F. Embout de voyage

 - Empêche l'excédent d'eau de s'écouler pendant le voyage

TOUS LES EMBOUS NE SONT PAS COMPRIS AVEC TOUS LES MODÈLES.



*Remplacer tous les 3 mois **Remplacer tous les 6 mois
Vous pouvez vous procurer des embouts de remplacement auprès de votre distributeur local, dont les coordonnées se trouvent sur www.waterpik.com/intl.



PRÉPARATION DE L'APPAREIL

Chargement de l'appareil avant la première utilisation

Connectez le câble de charge USB à l'unité (USB-C) puis au chargeur mural USB (USB-A). Ensuite, branchez le chargeur mural USB dans la prise de courant et chargez l'unité pendant environ 4 heures.

Remarque : Consultez la section MISES EN GARDE IMPORTANTES pour connaître les caractéristiques requises pour le chargeur mural USB.

Assurez-vous que les prises USB et les ports USB sont toujours propres et secs avant de les connecter.

La LED s'allumera pendant la charge. La LED reste allumée une fois que l'appareil est complètement chargé, jusqu'à ce que le câble USB soit débranché de l'appareil. La LED clignote 8 fois lorsque votre nettoyage interdentaire est terminé et si la batterie est inférieure à 30 %.



Remarque : Assurez-vous que l'hydropulseur soit sec avant d'ouvrir le socle du chargeur et de connecter le chargeur. Remplacez le socle du chargeur après la charge et assurez-vous qu'il soit bien en place.



Remplissage du réservoir

Avant de remplir, débranchez le chargeur et replacez son socle. Soulevez le couvercle du réservoir et remplissez avec de l'eau tiède.

Insertion et retrait des embouts

Insérez l'embout au sommet de la poignée de hydropulseur. Appuyez fermement jusqu'à ce que l'embout s'emboîte. Pour retirer l'embout de la poignée, appuyez sur le bouton d'éjection, puis tirez l'embout vers le haut.

MISE EN GARDE : N'APPUYEZ PAS SUR LE BOUTON D'ÉJECTION DE L'EMBOUT LORSQUE L'APPAREIL EST EN MARCHÉ.



Ajustement du réglage de la pression

Vous pouvez ajuster le réglage de pression de votre hydropulseur en faisant glisser l'interrupteur de pression sur la poignée. Faites glisser l'interrupteur vers le haut d'un cran pour une pression faible (I) et de deux crans pour une pression élevée (II).


Commencez avec le réglage le plus bas et augmentez selon vos préférences.

Technique recommandée

Penchez-vous au-dessus de l'évier et placez l'embout dans la bouche. Dirigez le jet d'eau à un angle de 90 degrés vers les gencives. Pour de meilleurs résultats, commencez par les dents arrière et progressez vers les dents avant. Faites glisser l'embout le long des gencives et faites une courte pause entre les dents. Continuez jusqu'à ce que vous ayez nettoyé l'intérieur et l'extérieur des dents supérieures et inférieures. **Fermez légèrement les lèvres pour éviter les éclaboussures**, mais laissez l'eau s'écouler librement de la bouche vers le lavabo.

Après utilisation

Éteignez l'appareil. Videz tout le liquide restant dans le réservoir. Si désiré, le réservoir peut être retiré de la poignée d'alimentation en faisant coulisser le réservoir vers le bas de l'appareil.



REMARQUE : TOUS LES EMBOUTS NE SONT PAS COMPRIS AVEC TOUS LES MODÈLES.

UTILISATION DES EMBOUTS SPÉCIFIQUES

Embout Pik Pocket™

L'embout Pik Pocket™ est spécialement conçu pour diriger l'eau ou les solutions antibactériennes dans la profondeur des poches parodontales. Pour l'utilisation de l'embout de parodontie Pik Pocket,™ sélectionnez la plus basse pression sur l'appareil. Placez l'extrémité souple de l'embout contre une dent, en formant un angle de 45 degrés, et introduisez doucement l'extrémité de l'embout sous la gencive, dans la poche. Rallumez l'appareil et continuez à suivre le sillon gingival.

Embout orthodontique


Pour l'utilisation de l'embout orthodontique, faites glisser doucement l'embout le long de la gencive; faites une brève pause pour brosser doucement entre les dents et autour des composants de l'appareil orthodontique, avant de passer à la dent suivante.

Embout gratte-langue

Pour l'utilisation du gratte-langue, sélectionnez la plus basse pression sur l'hydropulseur; placez l'embout au milieu de la langue, et mettez l'hydropulseur en marche. Déplacez le gratte-langue vers l'avant en exerçant une légère pression. Augmentez la pression si nécessaire.

Embout Plaque Seeker™

Pour l'utilisation de l'embout Plaque Seeker,™ placez l'embout très près de la dent pour que les fils de la brosse soient en léger contact avec la dent. Suivez la ligne gingivale et marquez une brève pause entre les dents pour brosser en douceur et permettre à l'eau de passer entre les dents.



Utilisation de bains de bouche et d'autres solutions



L'hydropulseur Waterpik™ peut être utilisé avec des bains de bouche et des solutions antibactériennes. Pour ajouter facilement d'autres solutions, retirez le réservoir et versez la solution par l'ouverture supérieure du réservoir. Si vous ajoutez de l'eau en plus, vous pouvez remettre le réservoir en place et remplir complètement le réservoir par son couvercle. Après avoir utilisé une solution spécifique, rincez l'appareil pour éviter toute obstruction en remplissant partiellement le réservoir d'eau tiède, et en faisant fonctionner l'appareil avec l'embout orienté vers le lavabo jusqu'à ce que le réservoir soit vide.

Nettoyage

Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau. Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de la prise de courant. Nettoyez l'extérieur de l'appareil si besoin au moyen d'un chiffon doux et d'un nettoyant doux non abrasif. Le réservoir d'eau est amovible pour un nettoyage facile et peut être placé dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Il est recommandé de retirer et de nettoyer le réservoir toutes les semaines.

Retrait du calcaire/Nettoyage général

Des dépôts de calcaire peuvent s'accumuler dans votre appareil en fonction de la teneur en minéraux de votre eau. Si ceux-ci ne sont pas nettoyés, ils peuvent entraver le bon fonctionnement de l'appareil. Nettoyage des parties internes : ajoutez 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc dans le réservoir rempli d'eau tiède. Dirigez la poignée et l'embout vers l'évier. Mettez l'appareil en MARCHE et faites-le fonctionner jusqu'à ce que le réservoir se vide. Rincez en répétant l'opération avec un réservoir rempli d'eau tiède et propre. Il est recommandé d'effectuer cette opération tous les 1 à 3 mois pour une performance optimale.



Entretien de la batterie

Si l'hydropulseur doit être stocké pendant une période prolongée (6 mois ou plus), assurez-vous de le charger complètement avant le stockage. N'exposez pas la batterie ou l'appareil à des températures excessives.

Recyclage de la batterie

Ce produit contient une **batterie au lithium rechargeable**. La batterie n'est pas remplaçable. À la fin de la durée de vie du produit, ne le jetez pas dans les ordures ménagères ni dans les bacs de recyclage. Veuillez le recycler dans votre centre de recyclage le plus proche ou le déposer à un point de collecte de déchets dangereux pour respecter les réglementations locales et nationales.

Retirez rapidement la batterie usagée. Tenez-la hors de la portée des enfants. Ne la démontez pas et ne la jetez pas dans le feu.

Veuillez contacter le service administratif des déchets de votre région pour toute question.

Remarque : La batterie rechargeable n'est pas remplaçable, retirez-la uniquement à la fin de la durée de vie du produit. Ce processus n'est pas réversible et annule la garantie du produit.

Recyclage de la batterie

Pour retirer la batterie afin de la recycler, veuillez décharger entièrement la batterie avant de la retirer. Respectez les précautions de sécurité de base lorsque vous suivez la procédure ci-dessous. Assurez-vous de protéger vos yeux, vos mains, vos doigts et la surface sur laquelle vous travaillez.

1. Retirez le réservoir et enveloppez la base dans une serviette. Frappez avec un marteau jusqu'à ce que le couvercle inférieur se détache.
2. Retirez la batterie, coupez les fils. Coupez les fils de la batterie un à un.

AVERTISSEMENT :

NE PAS COUPER LES DEUX FILS DE LA BATTERIE EN MÊME TEMPS.

NE PAS DÉSASSEMBLER, PERCER, FRAPPER, SERRER OU JETER LA BATTERIE DANS LE FEU.

Service et entretien

Les hydropulseurs Waterpik™ ne contiennent aucun composant électrique réparable par l'utilisateur, et ne nécessitent aucune procédure de réparation ou d'entretien. Pour toute pièce détachée et accessoire, consultez le site www.waterpik.fr. Référez-vous au numéro de série et au numéro de modèle qui se trouvent en dessous de l'appareil. Vous avez encore des questions ? Consultez le site www.waterpik.fr.

Water Pik, Inc. garantit au consommateur initial de ce nouveau produit que ce dernier est exempt de vice de matériaux et de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat.

Le consommateur doit fournir le reçu de vente initial de l'achat comme preuve d'achat et le produit complet (sur demande) afin d'appuyer une réclamation dans le cadre de la garantie. Water Pik, Inc. procédera, à sa seule discrétion, au remplacement de toute pièce du produit, à la condition que le produit n'ait pas fait l'objet d'usage impropre ou abusif, qu'il ait subi aucune modification ou dommage après son achat, qu'il ait été utilisé conformément aux instructions et uniquement avec des accessoires ou pièces compatibles approuvées par Water Pik, Inc. L'installation relève de la responsabilité du consommateur et n'est pas couverte par la garantie.

Cette garantie limitée exclut les accessoires ou les pièces détachées tels que les embouts, etc. **L'utilisation avec une tension inappropriée endommage le produit et annule la garantie.** Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient en fonction de la législation en vigueur dans votre lieu de résidence.

WATER PIK, INC. REJETTE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CE QUI INCLUT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. CERTAINES RÉGIONS OU CERTAINS DÉPARTEMENTS N'AUTORISENT PAS LES LIMITES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, PAR CONSÉQUENT, CE QUI PRÉCÈDE POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.



**Water Pik, Inc., a subsidiary of
Church & Dwight Co., Inc.**

1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001 USA
800-525-2774
www.waterpik.com



EU Representative

SOFIBEL SAS
110 - 114 rue Victor Hugo
92686 Levallois-Perret
Cedex-France

assistance.fr@waterpik.com



Imported & Distributed in the UK by:

Church & Dwight UK Limited,
Wear Bay Road,
Folkestone,
Kent CT19 6PG
United Kingdom

assistance.uk@waterpik.com



Because we care!

Water Pik, Inc. packaging is responsibly sourced, using materials from FSC-certified forests, recycled sources, or controlled wood.

Designed and Tested in the USA. Made in China.

Entworfen und getestet in den USA. Hergestellt in China.

Conçu et testé aux États-Unis. Fabriqué en Chine.

Form No. 20033777-F AA

©2025 Water Pik, Inc.